

Symphony®: краткое руководство

Отсканируйте, чтобы посетить портал **Symphony** и получить простые пошаговые указания и видеоролики



Программа **INITIATE** (Запуск)



ЗАПУСК ЛАКТАЦИИ

ПОСЛЕ РОДОВ



Сцеживание = 15 мин.

Фазы стимуляции, фазы сцеживания и перерывы

Когда переходить с программы **INITIATE (Запуск)** на **MAINTAIN (Поддержание)**?

1



Когда **20 мл молока или более** удается получить из **обоих молочных желез вместе** за одно сцеживание

ИЛИ

2



Когда становятся заметны физиологические показатели «прихода»* молока

*ощущение набухания молочных желез

ИЛИ

3

День 6

Переходите на программу **MAINTAIN (Поддержание)** не позднее чем на 6-й день



Программа **MAINTAIN** (Поддержание)

УВЕЛИЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЛАКТАЦИИ



Сцеживание ≥ 15 мин.

Технология 2-Phase Expression (фазы стимуляции и сцеживания)



Примечание. Данное краткое руководство не заменяет полную инструкцию по применению. Дополнительная информация представлена в инструкции по применению молокоотсоса Symphony.

Тщательно вымойте руки с мылом, прежде чем прикасаться к груди, молокоотсосу и комплектам для сцеживания.

Программа INITIATE (Запуск)

Появление этих символов на дисплее покажет, что программа запущена: 



Нажмите кнопку включения/выключения.



Нажмите кнопку «Сцеживание» не позднее чем через 10 секунд для использования **программы INITIATE (Запуск)**.



Настройте комфортный уровень вакуума.



15 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Программа завершается автоматически.

Программа MAINTAIN (Поддержание)

Появление этих символов на дисплее покажет, что программа запущена: 



Нажмите кнопку включения/выключения.

подождите 



Программа MAINTAIN (Поддержание) автоматически запустит фазу стимуляции.



Если молоко начнет выделяться до истечения двух минут, нажмите кнопку «Сцеживание», чтобы переключить молокоотсос непосредственно в фазу сцеживания. Через 2 минуты нахождения в фазе стимуляции молокоотсос автоматически переключается в фазу сцеживания.



Настройте комфортный уровень вакуума.



≥ 15 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Программа не завершается автоматически.

ВАЖНО!

Для максимальной эффективности, продуктивности и комфорта всегда выполняйте двойное сцеживание при максимальном уровне вакуума в зоне комфорта с использованием правильно подобранных воронок. Посетите веб-сайт www.medela.com/fittingguide, чтобы узнать подходящий размер воронки.

Настройте **максимальный уровень вакуума в зоне комфорта**, поворачивая регулятор вакуума вправо для увеличения силы вакуума до появления легкого дискомфорта. Затем поворачивайте его влево, чтобы уменьшить силу вакуума, до тех пор, пока не станет комфортно.