

Стислий посібник користувача Symphony®

Відскануйте, щоб відвідати
Symphony Hub
для отримання
простих покрокових
інструкцій та відео



Коли переходити від програми
активації лактації **INITIATE** до
програми її підтримання **MAINTAIN**?

Програма активації INITIATE



АКТИВАЦІЯ ЛАКТАЦІЇ

ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ



Сеанс зціджування
= 15 хвилин

Фази стимулювання, фази
відсмоктування та перерви

1



Як тільки з **обох молочних залоз разом**
виділяється **20 мл або більше** за один
сеанс зціджування

або

2



Коли стають помітними фізіологічні
ознаки «початку лактації»*

*відчуття наповненості молочної залози

або

3

День 6

Перейдіть до програми MAINTAIN
не пізніше ніж на 6-й день



Програма підтримання MAINTAIN

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ЛАКТАЦІЇ



Сеанс зціджування
≥ 15 хвилин

2-етапне виділення
(фаза стимулювання та
відсмоктування)



Примітка: Цей стислий посібник не замінює повну інструкцію з використання.
Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з використання Symphony.

Ретельно вимийте руки з милом перед тим, як торкатися молоковідсмоктувача, компонентів молоковідсмоктувача і молочних залоз.

Програма активації INITIATE

Про роботу цієї програми свідчать такі символи на дисплеї:



Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення

1.



Натисніть кнопку «Зціджування» та утримуйте її протягом 10 секунд, щоб скористатися програмою **INITIATE**

2.



Встановіть вакуум на рівні максимального комфорту

3.



ПРИМІТКА. Програма завершується автоматично

Програма підтримання MAINTAIN

Про роботу цієї програми свідчать такі символи на дисплеї:



Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення

1.

зачекайте



2.



Якщо молоко починає бігти менш ніж через дві хвилини, натисніть кнопку «Зціджування», щоб перейти безпосередньо до фази зціджування. По завершенні 2 хвилин фази стимуляції молоковідсмоктувач автоматично перемикається на фазу зціджування.

3.



Встановіть вакуум на рівні максимального комфорту

4.



ПРИМІТКА. Програма не завершується автоматично

ВАЖЛИВО!

Для максимальної ефективності, результативності та комфорту завжди виконуйте подвійне зціджування з вакуумом на рівні максимального комфорту і правильно встановленими накладками для молочних залоз. Щоб знайти свій розмір накладки для молочної залози, перейдіть на сайт www.medela.com/fittingguide.

Налаштуйте **вакуум на рівні максимального комфорту**, повернувши ручку вакууму вправо, щоб збільшити силу всмоктування, доки не відчуєте легкого дискомфорту. Потім поверніть її ліво, щоб зменшити всмоктування до комфортного рівня.