

**Instructions for use  
Sterile Single-Use Bottle**

Read all instructions before use.  
SAVE THIS INSTRUCTION FOR USE  
Intended use/purpose

The Sterile Single-Use Bottle is intended to collect breast milk in the refrigerator or freezer, to safely pasteurise human milk and to help feed human milk, fortified human milk or formula. The bottle is designed for use in hospitals, clinics and milk banks. It is compatible with any Medela clinical pump set. The bottle is not intended to be reprocessed. Use a new sterile bottle for each pumping session.

**Important safety information**  
Read all instructions before use  
For your child's safety and health

**For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime (Regulation 2017/745/EU on Medical Devices); if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and/or its authorised representative and to your national authority.**

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided could lead to minor injury.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur, Switzerland  
www.medela.com

**Gebruiksaanwijzing  
Sterile Einweg-Flasche**

Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
BEWAHREN SIE DIESE GEBRUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF.  
Intended use/purpose

The Sterile Einweg-Flasche dient zum Auffangen von Muttermilch, zur sicheren Aufbewahrung von Muttermilch im Kühlschrank oder im Tiefkühler, zur sicheren Aufbereitung von Muttermilch sowie zum Füttern von Muttermilch, angereicherter Muttermilch oder Mischmilch. Die Flasche ist für die Verwendung in Krankenhäusern, Kliniken und Milchbanken geeignet. Sie kann mit jedem Medela-Kliniken-Pumpenset verwendet werden. Die Flasche darf nicht wiederverwendet werden.

**Wichtige Sicherheitshinweise**  
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
Für die Sicherheit von Ihrem Kind.  
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischem regulatorischen Rahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte); wenn bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihre nationalen Behörde.

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided could lead to minor injury.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur, Switzerland  
www.medela.com

**Mode d'emploi  
Biberon stérile Single-Use**

Lire toutes les instructions avant utilisation.  
CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR UNE UTILISATION FUTURE.  
Utilisation prévue/finalité

The biberon stérile Single-Use a été conçu pour contenir du lait maternel, conserver sans risque le lait maternel au réfrigérateur ou au congélateur, pasteuriser le lait maternel en toute sécurité et favoriser l'allaitement au lait maternel, ou au lait maternel fortifié ou au lait préparé. Le biberon a été conçu pour une utilisation dans les hôpitaux, les cliniques et les banques de lait maternel. Il est compatible avec tous les sets pour le lait-Medela à usage hospitalier.

**Wichtige Sicherheitshinweise**  
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
Für die Sicherheit von Ihrem Kind.  
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischem regulatorischen Rahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte); wenn bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihre nationalen Behörde.

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided could lead to minor injury.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur, Switzerland  
www.medela.com

**Leggere le istruzioni prima dell'uso  
Bottiglia monouso sterile**

Finalità/uso previsto

The Bottiglia monouso sterile è destinata alla raccolta del latte materno, alla conservazione sicura del latte materno in frigorifero o nel congelatore, alla pastorizzazione del latte materno e all'alimentazione con latte materno, latte materno arricchito e latte o formula. La bottiglia è stata progettata per l'uso in ospedali, cliniche e banche del latte. È compatibile con qualsiasi set per l'estrattore Medela.

**Wichtige Sicherheitshinweise**  
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
Für die Sicherheit von Ihrem Kind.  
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischem regulatorischen Rahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte); wenn bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihre nationalen Behörde.

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation which if not avoided could lead to minor injury.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur, Switzerland  
www.medela.com

**Lees alle instructies vóór het gebruik  
Beoogde gebruik/afdoel**

Utilizació/finalidat prevista

The Beoogde gebruik/afdoel is bedoeld voor het gebruik van moedermelk, het veilig bewaren van moedermelk in de koelkast of vriesvak, het veilig pasteuriseren van moedermelk en als melkvoeding bij het vóeden van moedermelk, verrijkte moedermelk of voedingsoep. De fles is ontworpen voor gebruik in ziekenhuizen, klinieken en melkbanken. Het product kan worden gebruikt met alle Medela-afhoelsets voor zuikerschuim.

**Wichtige Sicherheitshinweise**  
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
Für die Sicherheit von Ihrem Kind.  
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischem regulatorischen Rahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte); wenn bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihre nationalen Behörde.

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation, e.g. as does not wortf performed, but which could lead to injuries.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur, Switzerland  
www.medela.com

**Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.  
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO**

Utilizació/finalidat prevista

The Utilizació/finalidat prevista es destinada a la recogida del latte materno, a la conservación segura del latte materno en frigorifero o nel congelatore, alla pastorizzazione del latte materno e all'alimentazione con latte materno, latte materno arricchito e latte o formula. La bottiglia è stata progettata per l'uso in ospedali, cliniche e banche del latte. È compatibile con qualsiasi set per l'estrattore Medela.

**Wichtige Sicherheitshinweise**  
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
Für die Sicherheit von Ihrem Kind.  
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischem regulatorischen Rahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte); wenn bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihre nationalen Behörde.

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation, e.g. as does not wortf performed, but which could lead to injuries.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur, Switzerland  
www.medela.com

**Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.  
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO**

Utilizació/finalidat prevista

The Utilizació/finalidat prevista es destinada a la recogida del latte materno, a la conservación segura del latte materno en frigorifero o nel congelatore, alla pastorizzazione del latte materno e all'alimentazione con latte materno, latte materno arricchito e latte o formula. La bottiglia è stata progettata per l'uso in ospedali, cliniche e banche del latte. È compatibile con qualsiasi set per l'estrattore Medela.

**Wichtige Sicherheitshinweise**  
Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch.  
Für die Sicherheit von Ihrem Kind.  
Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit identischem regulatorischen Rahmen (Verordnung 2017/745/EU über Medizinprodukte); wenn bei der Verwendung dieses Produkts oder infolge seiner Verwendung ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem bevollmächtigten Vertreter sowie Ihre nationalen Behörde.

**Εγχειρίδιο χρήσης  
Στείρα φιάλη μιας χρήσης**

Caution  
Indicates a potentially hazardous situation, e.g. as does not wortf performed, but which could lead to injuries.

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Brugsanvisning til Medela  
steril engangs sutflesk**

**Käyttöohjeet  
Steriili kertakäyttöinen pullo**

**Bruksanvisning  
Steril engångsfaska**

**Instrukcja obsługi  
Sterylna butelka jednorazowego użytku**

**Инструкция по применению  
Стерильная одноразовая бутылочка**

**Használási utasítás  
Steril Egyszer Használatos Palack**

**Návod k použití  
Sterilní jednorázová láhev**

**Kullannus talimat  
Steril Tekullanimik Biberon**

**使用説明書  
ディスプレイボトル**

**說明書  
消毒瓶**

**使用説明書  
Single-Use 消毒瓶**

**Medela UK Ltd.,**  
Unit 3, Hunsman Drive,  
Northbank Industrial Park, Irlam,  
Manchester, M14 5EG, United Kingdom

**Medela Australia Pty. Ltd.,**  
Medical Technology  
3 Aco Lane,  
Heatherton, VIC 3202,  
Australia

**Medela AG**  
Lüttelichstraße 4b  
6340 Baur,

