





Instructions for use Freestyle Flex power adaptor

Mode d'emploi Adaptateur secteur Freestyle Flex

Instrucciones de uso Adaptador de corriente Freestyle Flex



ENGLISH

⚠ **Please read all instructions before using this product. Keep these instructions for future reference. For further information please read the instructions for use of the Freestyle Flex breast pump.**

Product description/Intended purpose

The Freestyle Flex power adaptor is a switched power supply intended to connect the Medela Freestyle Flex breast pump to the mains for powering and battery charging.

Use the power adaptor only for the Freestyle Flex breast pump sold in the US/Canada/Mexico markets.

Important safety information

⚠ WARNING

- Never operate an electrical device if it has a defective cord or plug, if it is not working properly, if it has been damaged or dropped into water. If damage is found, immediately discontinue use of power adaptor and call Medela Customer Service.
- Do not use an electrical product that has been exposed to water or other liquids.

⚠ CAUTION

- Make sure the voltage of the power adaptor is compatible with the power source.
- Always unplug electrical products immediately after use.
- Use only with the original cable that comes with the power adaptor. An inadequate cable may result in a fire hazard or malfunction of the equipment.
- A defective power adaptor or cable cannot be repaired. Disable the damaged power adaptor in an obvious way. Dispose of the power adaptor according to local regulations.
- The power adaptor is not heat-resistant: Keep away from heated surfaces or open flames.
- Allow for sufficient air ventilation around the power adaptor while it is operating otherwise overheating may occur.
- Do not use the power adaptor near flammable materials.
- Close supervision is necessary when the power adaptor is used in the vicinity of children.

How to use

1. Connect the power cable to the motor unit.
2. Plug the power cable into the power adaptor.
3. Plug the power adaptor into a wall outlet.

Specifications

Model: S010WU0500200
Sales article No.: 101038442
Input voltage range: 100 to 240 V~, 50/60 Hz
Max. input current: 400 mA
Rated output voltage: 5 V=
Max. output current: 2 A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ambient Conditions

Operating temperature: 0 to 40 °C
Operating relative humidity: 10 to 90 %
Storage temperature: -30 to 70 °C
Storage relative humidity: 10 to 90 %

Disposal

Do not dispose of electric/electronic devices together with unsorted municipal waste (dispose of the device in accordance with local regulations).

Meaning of symbols

- ⚠ General safety alert symbol, points to information related to safety.
- ~ Indicates alternating current.
- = Indicates direct current.
- ⚡ Indicates the polarity of the USB power output.
- ⊞ Indicates that the device is a Class II electrical appliance (double insulated).
- 🏠 Indicates that the device is for indoor use only.
- VI Indicates the efficiency level for external power supplies.
- UL LISTED The UL LISTED mark indicates that the product is manufactured in compliance with UL safety requirements for USA and Canada.
- FC Indicates the compliance with the requirements of the Federal Communications Commission.
- NOM The NOM (Norma Oficial Mexicana) mark indicates that the product is found to be in compliance with the applicable Mexican requirements.
- 📖 Read and follow the instructions for use.
- 🌡️ Defines the temperature range for transport or storage.
- 🌫️ Defines the relative humidity range for transport or storage.

FRANÇAIS

⚠ **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi du tire-lait Freestyle Flex.**

Description du produit / usage prévu

L'adaptateur d'alimentation pour le tire-lait Freestyle Flex est une alimentation commutée destinée à connecter le tire-lait Freestyle Flex de Medela au secteur pour l'alimentation et la charge de la batterie. Utilisez l'adaptateur d'alimentation uniquement avec le tire-lait Freestyle Flex vendu sur les marchés des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Recommandations importantes en matière de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne faites jamais fonctionner un appareil électrique dont la fiche ou le cordon sont défectueux, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser l'adaptateur d'alimentation et appelez le service à la clientèle de Medela.
- N'utilisez pas un appareil électrique qui a été mouillé à l'eau ou à d'autres liquides.

⚠ MISE EN GARDE

- Assurez-vous que la tension de l'adaptateur d'alimentation est compatible avec celle de l'alimentation électrique.
- Débranchez toujours les appareils électriques immédiatement après leur utilisation.
- Utilisez exclusivement le câble d'origine fourni avec l'adaptateur d'alimentation. Un câble inadéquat peut entraîner un risque d'incendie ou un mauvais fonctionnement de l'équipement.
- Un adaptateur d'alimentation ou un câble défectueux ne peuvent pas être réparés. Mettez l'adaptateur d'alimentation endommagé hors de service d'une manière évidente. Jetez l'adaptateur d'alimentation conformément à la réglementation locale.
- L'adaptateur d'alimentation n'est pas thermorésistant : maintenez-le à distance des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Prévoyez une ventilation suffisante autour de l'adaptateur d'alimentation pour le refroidissement. Ne couvrez pas l'adaptateur d'alimentation pendant qu'il fonctionne.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur d'alimentation près de matériaux inflammables.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'adaptateur d'alimentation est utilisé à proximité d'enfants.

Mode d'emploi

1. Branchez le câble d'alimentation au bloc-moteur.
2. Branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique murale.

Caractéristiques

Modèle : S010WU0500200
Numéro de référence : 101038442
Plage de tension d'entrée : 100 à 240 V~, 50/60 Hz
Courant d'entrée maximal : 400 mA
Tension de sortie nominale : 5 V=
Courant de sortie maximal : 2 A

Ce dispositif satisfait aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux exigences suivantes : (1) Ce dispositif ne doit occasionner aucune interférence préjudiciable et (2) ce dispositif doit supporter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
Humidité relative de fonctionnement : 10 à 90 %
Température d'entreposage : -30 à 70 °C
Humidité relative d'entreposage : 10 à 90 %

Mise au rebut

Indique que les dispositifs électriques/électroniques ne peuvent pas être mis au rebut avec des déchets ménagers non triés (mise au rebut du dispositif conformément aux réglementations locales).

Signification des symboles

- ⚠ Symbole d'alerte générale de sécurité, souligne des informations relatives à la sécurité.
- ~ Indique un courant alternatif.
- = Indique un courant continu.
- ⚡ Indique la polarité de la sortie d'alimentation USB.
- ⊞ Indique que l'appareil est un appareil électrique de classe II (double isolation).
- 🏠 Indique que l'appareil est réservé à un usage intérieur.
- VI Indique le degré d'efficacité pour les alimentations externes.
- UL LISTED Le marquage UL LISTED indique que le produit est fabriqué conformément avec les exigences de sécurité UL des États-Unis et du Canada.
- FC Indique la conformité aux exigences de la Federal Communications Commission américaine.
- NOM Le marquage NOM (Norma Oficial Mexicana) indique que le produit est conforme aux exigences mexicaines en vigueur.
- 📖 Lire et respecter le mode d'emploi.
- 🌡️ Définit la plage de température pour le transport ou le rangement.
- 🌫️ Définit la plage d'humidité relative pour le transport ou le rangement.

ESPAÑOL

⚠ **Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para consultas futuras. Para obtener más información, lea las instrucciones de uso del extractor de leche Freestyle Flex.**

Descripción del producto/Propósito previsto

El adaptador de corriente del Freestyle Flex es una fuente de alimentación de corriente conmutada que sirve para conectar el extractor de leche Freestyle Flex de Medela a la red eléctrica para alimentar y cargar la batería.

Use el adaptador de corriente solo para el extractor de leche Freestyle Flex que se vende en los mercados de EE. UU., Canadá y México.

Información de seguridad importante

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca opere un dispositivo eléctrico si tiene un cable o enchufe defectuoso, si no funciona correctamente, si se ha dañado, o si se ha caído al agua. Si detecta daños, deje de usar el adaptador de corriente inmediatamente y llame al Servicio al cliente de Medela.
- No use un producto eléctrico que se haya expuesto al agua u otros líquidos.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la fuente de alimentación.
- Desenchufe siempre los productos eléctricos inmediatamente después del uso.
- Solo utilice con el cable original que viene con el adaptador de corriente. Un cable inadecuado puede provocar un incendio o el mal funcionamiento del equipo.
- Un adaptador o cable de alimentación defectuoso no se puede reparar. Desactive el adaptador de corriente dañado de una manera obvia. Deseche el adaptador de corriente de acuerdo con las regulaciones locales.
- El adaptador de corriente no es resistente al calor: Mantenga alejado de superficies calientes o llamas abiertas.
- Deje suficiente ventilación de aire alrededor del adaptador de corriente para que no se caliente. No cubra el adaptador de corriente mientras funciona; podría producirse un sobrecalentamiento.
- No use el adaptador de corriente cerca de materiales inflamables.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza el adaptador de corriente cerca de los niños.

Instrucciones de uso

1. Conecte el cable de alimentación a la unidad del motor.
2. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
3. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente.

Especificaciones

Modelo: S010WU0500200
Número de artículo para venta: 101038442
Rango de voltaje de entrada: 100 a 240 V~, 50/60 Hz
Corriente de entrada máx.: 400 mA
Tensión nominal de salida: 5 V=
Corriente de salida máx.: 2 A

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones a continuación: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Humedad relativa de funcionamiento: 10 a 90 %
Temperatura de almacenamiento: -30 a 70 °C
Humedad relativa de almacenamiento: 10 a 90 %

Desechar

No deseche los dispositivos eléctricos/electrónicos junto con la basura municipal sin clasificar (deseche el dispositivo de acuerdo con los reglamentos locales).

Significado de los símbolos

- ⚠ El símbolo de alerta de seguridad general, señala información relacionada con la seguridad.
- ~ Indica corriente alterna.
- = Indica corriente directa.
- ⚡ Indica la polaridad de la salida de alimentación USB.
- ⊞ Indica que el dispositivo es un aparato eléctrico de Clase II (doble aislamiento).
- 🏠 Indica que el dispositivo es solo para uso en interiores.
- VI Indica el nivel de eficiencia de las fuentes de alimentación externas.
- UL LISTED La marca UL LISTED indica que el producto se fabrica de acuerdo con los requisitos de seguridad de UL para EE. UU. y Canadá.
- FC Indica el cumplimiento de los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones.
- NOM La marca NOM (Norma Oficial Mexicana) indica que el producto cumple con los requisitos mexicanos aplicables.
- 📖 Lea y siga las instrucciones de uso.
- 🌡️ Define el rango de temperatura para transporte o almacenamiento.
- 🌫️ Define un rango de humedad relativa para transporte o almacenamiento.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

USA
Medela LLC
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050 USA
Phone: (800) 435-8316 / (815) 363-1166
Email: customer.service@medela.com

Canada
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent, # 8
Mississauga, ON, L5L 0A1
Canada
Phone: (905) 608-7272
Email: info@medela.ca
www.medela.ca

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com