

Basic Kirurgisk sugepumpe

BRUKSANVISNING

ADVARSLER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSLER

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

FORHOLDSREGLER

Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

SIKKERHETSTIPS

Indikerer nyttig informasjon om sikker bruk av apparatet.

Basic er godkjent utelukkende for bruk slik det er beskrevet i bruksanvisningen. Medela garanterer bare trygg drift av systemet (dersom Basic brukes i kombinasjon med originalt Medela-tilbehør (oppsamlingsystem, slanger, filter osv. – se kapittelet «Oversikt over tilbehør»).

VIKTIG MERKNAD

- Les og ta hensyn til disse advarslene og sikkerhetsinstruksjonene før bruk. Gjør deg også kjent med de tilhørende informasjonssignalene og anvisningene for feilsøking før bruk (se kapittelet «Installasjon» og «Feilsøking»).
- Denne bruksanvisningen må oppbevares sammen med apparatet for senere bruk.
- Vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er en generell veiledning til bruk av produktet. Medisinske spørsmål skal alltid avgjøres av lege.
- Det er legens ansvar at hensiktsmessige kirurgiske prosedyrer og teknikker følges. Hver lege må vurdere hvor egnet behandlingen vil være, basert på egen kunnskap og erfaring. Medela er kun ansvarlig for virkningen på grunnleggende sikkerhet, pålitelighet og ytelse for Basic hvis den brukes i samsvar med bruksanvisningen.
- Det er legens ansvar at hensiktsmessige kirurgiske prosedyrer og teknikker følges. Hver lege må vurdere hvor egnet behandlingen vil være, basert på egen kunnskap og erfaring.
- Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med enheten skal rapporteres til Medela AG og relevant kompetent myndighet.

ADVARSLER

Advarsel: For å redusere risikoen for potensiell krysskontaminering eller eksponering for biologiske farer

- Etter hver bruk skal deler som har vært i kontakt med aspirert sekresjon rengjøres, desinfiseres, steriliseres eller kastes etter hver bruk i henhold til bruksanvisningen.
- Koblingsslangen som leveres med apparatet skal aldri komme i direkte kontakt med sugeorrådet. Et sterilt sugekateter må alltid brukes (infeksjonsrisiko).

Advarsel: For å redusere risikoen for potensiell skade på grunn av feil bruk

- Må bare brukes av medisinsk utdannet personell som har fått tilstrekkelig opplæring i sugeprosedyrer og i bruk av aspirator.
- Se indikasjoner for bruk og ta hensyn til risikofaktorer og kontraindikasjoner for bruk av Basic. Unnlattelse av å lese og følge alle anvisningene i denne håndboken før bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall for pasienten.
- Ikke egnet for lav vakuuminstilling, som kreves for eksempel ved thoraxdrasje, uten spesialtilbehør.
- Ikke godkjent for utendørsbruk eller transportapplikasjoner.

Advarsel: For å redusere risikoen for potensiell skade under oppsett eller drift

- Det er ikke tillatt å foreta endringer på dette apparatet.
- Denne enheten skal ikke kobles til en passiv dreناسjenslange.
- Basic ble verifisert i kombinasjon med tilbehøret for å sikre riktig og sikker funksjon. Ytterligere informasjon finnes på instruksjonsarket til det enkelte tilbehøret.

Advarsel: For å redusere risikoen for potensiell skade på grunn av interferens med andre enheter

- Basic bør ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis Basic må brukes stablet eller ved siden av annet utstyr, må apparatet overvåkes for å sikre normal drift i den aktuelle konfigurasjonen.
- Bruk av tilbehør eller kabler som ikke er levert av produsenten av dette utstyret, kan føre til økte elektromagnetiske utslipp eller redusere utstyrets elektromagnetiske immunitet, og kan føre til funksjonfeil.
- Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksternt utstyr som antennekabler og eksterne antenner) skal være minst 30 cm fra enhver del av Basic-pumpen, inkludert ledninger (strømledning, fotbryter, tralle) spesifisert av produsenten. Ellers kan det føre til en degradering av utstyrets ytelse.

Advarsel: For å redusere risikoen for elektrisk støt eller eksponering for varme, brann, eksplosjon

- For å unngå fare for elektrisk støt må dette utstyret bare kobles til en fastmontert, jordat stikkontakt.
- Apparatet skal ikke brukes til suging av eksplosive, lett antennelige eller etsende væsker.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør og desinfiserer apparatet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du skifter sikringen.
- Basic er en sugepumpe som drives med nettstrøm. Før du kobler sugepumpen til strømforsyningen, må du kontrollere at den lokale strømforsyningen samsvarer med merkestrømmen på spesifikasjonsplaten.

FORSIKTIG

OBS! For å redusere risikoen for potensiell krysskontaminering eller eksponering for biologiske farer

- Kontroller emballasjen visuelt for skade før den åpnes.
- Enheter med skadet emballasje må ikke brukes.
- Gjenbrukbare enheter leveres ikke-sterile, og må represseres før første bruk og etter hver bruk i henhold til kapittelet «Generelle retningslinjer for repressering».
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PVU) ved repressering av enheter: engangshansker og annet PVU i henhold til lokale retningslinjer og forskrifter.
- Behandling på bruksstedet med vann fra springen (≤40 °C, ≤104 °F). Brudd på dette kan føre til at rester fester seg og dermed hindre desinfeksjon.

OBS! For å redusere risikoen for potensiell skade på grunn av feil bruk

- Feil bruk kan påføre pasienten smerte og skade.
- Pasienten må overvåkes regelmessig i henhold til legens instruksur og sykehusets retningslinjer. Objektive indikasjoner eller tegn på mulig infeksjon eller komplikasjon må undersøkes umiddelbart (f.eks. feber, smerte, rødhet, økt varme, opphovning eller væsking). Manglende overholdelse kan føre til betydelig fare for pasienten. Overvåk Basic-enhetens driftstatus hyppig.
- Når Basic brukes til sårdrenasje, stilles det negative trykket inn ifølge spesialistens instruksjoner og slik at det ikke fører til sårskade.

OBS! For å redusere risikoen for potensiell skade under oppsett eller drift

- Rackversjonen krever en minsteavstand på 5 cm til innkapslingen for å unngå at enheten overopphetes.

OBS! For å redusere risikoen for potensiell skade på grunn av interferens med andre enheter

- Trådløst kommunikasjonsutstyr som trådløse hjemnettetverk, mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres basestasjoner samt walkie-talkie kan påvirke Basic-pumpen, og bør holdes minst 30 cm unna utstyret (sugepumpe, hovedstrømkabel, fotbryter, tralle).

OBS! For å redusere risikoen for elektrisk støt eller eksponering for varme, brann, eksplosjon

- For å hindre overoppheting av apparatet, må utløpet i bunnen av sugepumpen ikke være blokkert når apparatet er i bruk.

SIKKERHETSRELATERT TIPS

- For sikkerhetstester kreves det at apparatet vedlikeholdes og repareres gjennom hele levetiden i samsvar med serviceinstruksjonene.
- Beskyttelse av Basic mot utladningsvirkningen av en hjertedefibrillator avhenger av at det brukes egnede kabler.
- Dra støpselet ut av stikkontakten for å være sikker på at apparatet er koblet fra strømmettet.
- Tredjeparts grensesnittenheter (f.eks. kanyler, katetre) må kunne festes uten at det påvirker pumpens ytelse.
- Sørg for at sugepumpen fungerer som den skal før bruk, se avsnittet om forberedelser til bruk
- Unngå kontakt mellom væsker og endene av strømkontakten eller inntaksporten til apparatet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Se bruksanvisningen for enhetene som brukes med Basic for eventuelle kontraindikasjoner i de spesifikke indikasjonene for bruk.
- Ta alltid på hansker ved bruk.
- Basic er et medisinsk apparat som krever spesielle sikkerhetstiltak i forbindelse med EMC. Det må installeres og settes i drift i henhold til EMC-informasjonen i kapittelet «Teknisk dokumentasjon».
- Basic er ikke egnet for magnetisk resonans (MR)-miljøer Pumpen må ikke plasseres i et MR-område.
- Ved overlep må teknisk avdeling internt informeres umiddelbart og oppgavene i servicehåndboken utføres.
- I hvert av følgende tilfeller må apparatet ikke brukes, og repareres av Medela-kundeservice:
 - hvis strømledningen eller -kontakten er skadet
 - hvis apparatet ikke fungerer slik det skal
 - hvis apparatet er skadet
 - hvis apparatet har tydelige sikkerhetsdefekter.
- Hold strømledningen borte fra varme overflater.
- Støpselet må ikke komme i kontakt med fuktighet.
- Ikke trekk støpselet ut av stikkontakten ved å dra i strømkabelen!
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er slått på.
- Pumpen må stå oppreist under bruk.
- Bruk ikke apparatet ved høy romtemperatur, ved bading eller dusjing, når du er svært trett eller i eksplosjonfarlige omgivelser.
- Ikke plasser enheten i vann eller andre væsker.
- Ved bruk av sterile produkter til engangsbruk, vær oppmerksom på at det ikke er meningen at de skal behandles på nytt. Gjenbruk kan medføre tap av mekaniske, kjemiske og/eller biologiske egenskaper. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering.
- Kontakt den lokale Medela-representanten for hjelp med bruk av produktet.
- Bruk Medelas sugestyr kun til fjerning av kroppsvæsker. Ikke bruk Medela sugestyr til administrering av kroppsvæskers.

Ta vare på disse anvisningene til senere bruk.

BESKRIVELSE

Introduksjon

Basic er en sugepumpe av høy kvalitet som gir maksimal sugeytelse for mange sugebehov. Den kombinerer enkel håndtering og rengjøring med sikkerhetsfunksjoner for å sikre optimal drift. Du kan velge fra et omfattende utvalg av tilbehør fra Medela for å konfigurere pumpen til mange ulike medisinske bruksområder.

Tiltenkt bruk/formål

Tiltenkt bruk for Basic-sugepumpen er å dranne et konstant vakuum i området 0 til –90 kPa.

Indikasjoner for bruk

Basic-sugepumpe er indisert for alle bruksområder som krever vakuum, som generell kirurgi, fettsging, endoskopi, epikardial ablasjon, nasofaryngealt suging, nevrokirurgi, OPCAB, vakuumasistert keisersnitt/forløsning og sårdrenasje på sykehus, klinikker og legekontorer.

Kontraindikasjoner

Det er ingen kjente kontraindikasjoner for Basic-sugepumpen.

Tiltenkt bruker

Basic skal kun brukes av helsepersonell som er kjent med sugeprosedyrer, og av personell som er dedikert til repressering. Disse personene må ikke være tunghørte eller døve, og må ha tilstrekkelig godt syn.

Tiltenkt pasientpopulasjon

Basic er kun ment for bruk på pasienter som har de tilstandene som er beskrevet i indikasjoner for bruk.



Uønskede bivirkninger

Det er ingen kjente uønskede bivirkninger knyttet til Basic-sugepumpen.


OVERSIKT

Definisjon av vakuum

Ved bruk av medisinsk aspirasjonsutstyr blir vakuum vanligvis angitt som differansen (i absolute tall) mellom absolutt trykk og atmosfærisk trykk, eller som negative verdier i kilopascal (kPa). I dette dokumentet vil for eksempel verdien -10kPa alltid referere til et trykk angitt i kPa under atmosfærisk lufttrykk (i henhold til EN ISO 10079:1999).



grønt lys: Pumpen er på gult lys: Det er feil på pumpen. Se kapittelet «Feilsøking» hvitt lys: Pumpen går



INSTALLASJON

1 Kontroller leveransen

Kontroller at den leverte pakken med Basic er komplett og i god stand.

	Bærbart versjon av Basic REF 071.0000		Rackversjon av Basic REF 071.0001
	Strømledning, unbrakonøkkel REF Se servicehåndboken		Gjenbrukbar beholder, 0,25 l REF 077.0125
	Lokk for sikkerhetsbeholder med overløpsbeskyttelse REF 077.0450		Silikonslange ø 7 x 12 mm med 2 koblingsstykker REF 077.0922
	Bruksanvisning		



2 Fjerne transportsikringen

- Fjern den røde merkelappen.
- Fjern 3 skruer og ta vare på dem for senere bruk.



3 Sette opp mobil versjon (hvis tilgjengelig)

- Plasser den øvre delen av vognen på den nedre delen, og pass på at slangene sitter som vist.
- Fest delene sammen med 4 skruer.




4 Montering av valgfri skinnelemme (ved bruk av valgfritt stativ)

- Trykk og hold inne den blå utløserknotten.
- Fest skinnelemmen til standardskinnen ved å slippe den blå knotten.



5 Sette opp sikkerhetsbeholderen

- Fest den mekaniske overløpsbeskyttelsen til lokket. Trekk forsiktig nedover for å sikre at den er åpen/deaktivert.
- Fest lokket på beholderen.
- Lukk de to lokklennene.



2.1 Feste sikkerhetssettet til pumpen.

- For repressering fjernes sikkerhetssettet fra pumpen og demonteres ved å reversere trinn 1.3, 1.2 og 1.1

KLARGJØRING FOR BRUK

ADVARSLER

- Må bare brukes av medisinsk utdannet personell som har fått tilstrekkelig opplæring i sugeprosedyrer og i bruk av aspirator.
- Merk**
- Ta alltid på hansker ved bruk.
- ADVARSEL**
- Basic må være plassert stående under bruk.
 - Rackversjonen krever en minsteavstand på 5 cm til innkapslingen for å unngå at enheten overopphetes. Baksiden av innkapslingen må være åpen.
 - Sterilt tilbehør må kontrolleres før bruk for å sikre emballasjens integritet.

1 Kontroller før bruk

- Før bruk kontrolleres Basic-systemet for skade på strømkabelen eller støpselet, synlig skade på apparatet eller sikkerhetsfeil, samt at apparatet fungerer som det skal.

- Kontroller at pakken med Basic er fullstendig og i god stand.
- Kontroller alt tilbehør før bruk:
 - oppsamlingsbeholdere, lokk og poser for sprekker, skjørhet og svake punkter. Bytt dem ut om nødvendig.
 - Slanger for sprekker, skjøre områder og at koblingene sitter som de skal. Bytt dem ut om nødvendig.
 - Som en ekstro sikkerhetstest lømmes systemet (inkludert beholderne) til maksimalt vakuum før det tas i bruk.


2 Montering av basiskonfigurasjonen

- Kontroller at sikkerhetsbeholderen er festet til Basic. Se kapittelet «Installasjon» og «Konfigurere sikkerhetssettet».



- Fest et filter (om nødvendig) til sikkerhetssettet med pilen i strømningsretningen.
- Fest alt nødvendig tilbehør i samsvar med dine behov. Se «Oversikt over tilbehør».





3 Montering av valgfri fotbryter



OPPSETT FOR FORLØSNING MED VAKUUM

Merk

- Basic må settes opp slik at den enkelt kan kobles fra strømforsyningen.



PSU-beholdere, gjenbrukbare lokk, klemmer, overleppsbeskyttelse, O-ringer (i tilfelle søl), veggholdere og PC-beholdere (i tilfelle søl), koblinger (demontert fra slangen), holdere, låseklemme

		Silikonslange (kun oppnål 200 cm), vekselventil (i tilfelle søl)			
Tilleggsinformasjon	x	x	<ul style="list-style-type: none">Pumpehus, kabler, fotbryter, fotvakuummregulator, veggholdere, stativ, PC-beholdere		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">I henhold til ISO 17664-2 er disse instruksjonene validert av produsenten av det medisinske utstyret som i stand til å klargjøre et medisinsk utstyr for gjenbruk. Det er behandlerens ansvar å sikre at prosesseringen, som faktisk utføres ved bruk av utstyr, materialer og personell i prosesseringsanlegget, oppnår ønsket resultat. Dette krever verifisering og/eller validering og rutinemessig overvåking av prosessen. For spesifikasjon av vannkvaliteter, se AAMI TR134.		
Begrensninger	x	x	<ul style="list-style-type: none">Vaskedekontaminatoren skal være kvalifisert i henhold til ISO 15883-serien. Rengjøring og desinfeksjon ble validert i en ISO 15883-sertifisert vaskedekontaminator fra et akkreditert laboratorium. Alle demonterte deler må være sikkert festet i holderne / på festepunktene. Ikke overbelast vaskedekontaminatoren. Plasser de demonterte delene på en måte som sikrer at ingen områder forblir uvasket, og at rengjøringsvæsken når både innvendige og utvendige overflater.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Kast eller utfør service på enheten (eller komponenten hvis aktuell) hvis har synlige tegn på slitasje eller skade.		
Forsiklingsregler	x	x	<ul style="list-style-type: none">Bruk alltid personlig verneutstyr (PVU): engangshansker og annet PVU i henhold til lokale retningslinjer og forskrifter. Behandling på brukstedet med vann fra springen (≤40 °C, ≤104 °F). Brudd på dette kan føre til at rester fester seg og dermed hindre desinfeksjon.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Hvis enheten brukes på en pasient som lider av en sykdom, og hvis patogener ikke kan elimineres med prosedyren som er beskrevet nedenfor, må enheten kasseres. Se bruksanvisningen fra produsenten av rengjørings- og desinfeksjonsmiddelet angående bl.a. eksponeringstid og sikkerhetstiltak. Utfør behandling på brukstedet umiddelbart etter bruk av enheten (før smuss kan tørke på enheten).		
Gjenelleis sikkehetsinstruksjoner	x	x	<ul style="list-style-type: none">Koble stråmledningen fra stråmkilden. Unngå å endene på hovedkontakten eller apparatets inngangsport kommer i kontakt med væske. Apparatet må aldri senkes ned i eller skylles med vann eller andre væsker. Ikke spray rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler direkte på apparatet. Tørk av de utvendige overflater på enheten før å fjerne alt grovt smuss med en myk, lofri klut fuktet med vann fra springen. Vær nøye med å tørke bort områder som er vanskelige å rengjøre (og desinifisere), som sprekker, blindsoner og komplekse geometri.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">I tilfelle kontaminering på lumenet av slangen med koblinger eller på sammenkoblingsområdet mellom koblingsstykket og slangen (hvis koblingen ikke kan fjernes), eller i kanalen/i vekselventilen, kasseres enheten i henhold til gjeldende prosedyrer for kontaminert materiale.		
Klargjøring før rengjøring	x	x	<ul style="list-style-type: none">Demontér de enkelte delene før du fortsetter (se installasjonsanvisningen). Fjern kobling(e) fra slangen hvis de er skitne. Fjern O-ringene fra koblingsstykket hvis de er skitne. Åpne Torx-skruen på holderen forsiktig, trykk sammen fjæren ved å trykke ned knappen. Slipp knappen langsomt etter at skruen er fjernet. Fjern deretter trykkappen og fjæren. Fjern deretter den nedre haken ved å lukke klemmen og deretter trekke.		
	x		<ul style="list-style-type: none">Om nødvendig, og for å fjerne grovt smuss, legger du de demonterte komponentene i vann fra springen i 10 minutter og tørker av synlige flekker med en myk, lofri klut fuktet i vann fra springen.		
Manuell rengjøring	x	x	<ul style="list-style-type: none">Hvis gjenværende smuss har tørket på enheten, må smusset rehydres før enzymerne kan være effektive.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Tørk av alle utvendige overflater på enheten med CaviWipes™ eller Incidin OxyWipe S™. Tørk bort fra områder som er vanskelige å rengjøre (f.eks. der komponenter som ikke kan demonteres mates). Bruk en ny rengjørings- og desinfeksjonsklut når kluten er kontaminert. Rengjør til alt synlig smuss er fjernet.		
Manuell desinfeksjon	x		<ul style="list-style-type: none">Ta en ny CaviWipes™ eller Incidin OxyWipe S™ og tørk av alle utvendige overflater på utstyret. Vær spesielt oppmerksom på områder på enheten som er vanskelige å rengjøre. Etter 3 minutter tar du en ny CaviWipes™ eller Incidin OxyWipe S™ og tørker av alle utvendige overflater på utstyret. Sarg for at alle overflater på enheten forblir synlig fuktet ved romtemperatur i den tiden som er spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten av våtservietten. Hvis den foreskrevne eksponeringen fjernes eventuelle rester med en myk, lofri klut fuktet med rensed vann.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Tørk demonterte komponenter i vaskedesinfektoren ved 110 °C i minst 45 minutter. Hvis tørking i vaskedesinfektoren ikke er mulig, eller hvis det er restfuktighet, tørker du de utvendige overflatene med en tørr, myk, lofri klut eller tørker dem forsiktig med trykkluft av medisinsk kvalitet. Vær spesielt oppmerksom på at områder som er vanskelig å nå, også er tørre.		
Automatisert rengjøring	x	x	<ul style="list-style-type: none">Rengjøringsprogrammet til desinfeksjonsapparatet må overholde følgende: <ul style="list-style-type: none">1 minutt forvask med vann fra springen 5 minutter rengjøring ved 55 °C med 0,5 % oppløsning av neadisher® MediClean forte i vann fra springen 1 minutt skylling med rensed, kaldt vann		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Termisk desinfeksjon med rensed vann (uten ekstra middel) ved 90 °C i 1 minutt (A0=600) eller tilpass A0-verdiene i henhold til lokale retningslinjer og forskrifter.		
Automatisert desinfisering	x	x	<ul style="list-style-type: none">Silikon, 7 x 12 mm*		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Silikon, 5 x 10 mm Silikon, 6,5 x 11,7 mm		
Tørking	x	x	<ul style="list-style-type: none">Tørk demonterte komponenter i vaskedesinfektoren ved 110 °C i minst 45 minutter.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Hvis tørking i vaskedesinfektoren ikke er mulig, eller hvis det er restfuktighet, tørker du de utvendige overflatene med en tørr, myk, lofri klut eller tørker dem forsiktig med trykkluft av medisinsk kvalitet. Vær spesielt oppmerksom på at områder som er vanskelig å nå, også er tørre.		
Inspesjon	x	x	<ul style="list-style-type: none">Inspisér enheten eller demonterte komponenter visuelt for rester av smuss eller desinfeksjonsløsning. Gjenta rengjøring og desinfisering om nødvendig. Inspisér enheten eller demonterte komponenter visuelt for skade. Hvis en eller flere deler er skadet, må de skiftes ut med nye.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Se installasjonsavsnittet i denne bruksanvisningen for veiledning om montering.		
Oppbevaring	x	x	<ul style="list-style-type: none">Utfør full service eller rutinekontroll som angitt i denne bruksanvisningen.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Oppbevar alltid enheten på et tørt, rent og støvfritt sted.		
Transport	x	x	<ul style="list-style-type: none">Reprosesser enheten før den sendes inn til service. Hvis dette ikke er mulig eller bære kan gjøres delvis, skal emballasjen angi den potensielle biologiske faren. Lokale prosedyrer og retningslinjer gjelder.		
	x	x	<ul style="list-style-type: none">Iværsett egnede tiltak for å sikre at enheten eller komponentene er intakte, og for å beskytte mot rekontaminering frem til bruk i henhold til lokale retningslinjer og forskrifter.		

GARANTI OG SERVICE

Garanti
Medela AG garanterer apparatet mot material- og produksjonsfeil i 5 år fra leveringsdato. Defekte materialer erstattes kostnadsfritt i denne perioden, forutsatt at det ikke skyldes misbruk eller feil bruk. Dette gjelder ikke deler som er utsatt for slitasje under bruk. For å sikre at garantiavilkårene oppfylles og at Medela-produktene fungerer optimalt, anbefaler vi utelukkende bruk av tilbehør fra Medela til våre pumper.
Medela AG er ikke under noen omstendighet ansvarlig for krav utenfor garantiomfanget, inkludert indirekte skader forårsaket i feil bruk, uegnet bruk, uautoriserte reparasjoner eller uegnet montering eller demontering. Retten til erstatning av defekte deler anerkjennes ikke av Medela hvis det er utført arbeid på pumpen av uautoriserte personer. Denne garantien forutsetter at apparatet returneres til et av Medelas serviceentre.

Service/rutinekontroll

Vedlikeholds- og servicearbeid på sugepumpen, dens moduler eller tilbehør må bare utføres av autorisert vedlikeholdspersonell som har fått opplæring. Medela anbefaler å utføre rutinekontroll 1 gang i året i henhold til Medelas servicehåndbok [REF] 200.6366], som er tilgjengelig på engelsk på forespørsel.

KASSERING

- Håndtør og avhend alle produkter i samsvar med akseptert medisinsk praksis og med gjeldende lokale retningslinjer og forskrifter.
- Reprosesser gjenbrukbare enheter før de kastes. Autoklaver tilbehør som er kontaminert med kroppsvæsker.

Pumpe og elektriske deler

- Spør på salgsstedet eller kontakt lokale myndigheter for informasjon om hensiktsmessige innsamlingssteder for avfallsutstyr.
- Basic skal avhendes i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
- Ikke kast elektrisk eller elektronisk utstyr sammen med usortert husholdningsavfall, men samle det inn separat.
- I EU/Sveits/Storbritannia må produsenten eller forhandleren ta imot avfallsutstyr. Andre land kan ha lignende innsamlings- og gjenvinningsystemer. Gjeldende kommunale og nasjonale lover om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr skal overholdes.
- Separat innsamling og resirkulering av avfallsutstyret på kasseringstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter menneskers helse og miljøet.


OVERSIKT OVER TILBEHØR



⚠ ADVARSEL

- Basic er godkjent i kombinasjon med tilbehøret som er oppført på denne siden. Bruk Basic kun med dette tilbehøret for å sikre riktig og sikker funksjon. Ytterligere informasjon finnes på instruksjonsarket til det enkelte tilbehøret.

🛡 SIKKERHETSRELATERT TIPS

- Tredjeparts grensesnittenheter (f.eks. kanyler, katetre) må kunne festes uten at det påvirker pumpens ytelse. Sørg for at vakuumnivåene fungerer som de skal og opprettholdes før bruk.

					
		REF 071.0001, rackversjon			
					
		REF 071.0000, bærbar versjon (ikke vist på dette bildet)			
					
		Pasientslange (fra oppsamlingsystem til pasientkobling)			
		Slange for engangsbruk STERILEO (X)			
					
		REF 077.0170: 150 cm	REF 077.0184: 150 cm	REF 077.0951: 180 cm	
					
		REF 077.0193: 300 cm (kun for global konto)			
		Slange for engangsbruk, steril (X)			
					
		REF 077.0952: 180 cm			
		Silikon, 7 x 12 mm*	Silikon, 5 x 10 mm	Silikon, 6,5 x 11,7 mm	
					
		REF 077.0053: 32 cm	REF 077.0054: 50 cm	REF 077.0055: 120 cm	
		REF 077.0056: 150 cm	REF 077.0051: 200 cm	REF 077.0052: 2500 cm	
		* kan brukes med sugekopper (se bruksanvisningen for sugekopper for prosessering)			
		Koblinger			
					
		REF 077.0161	REF 077.0107	REF 077.1020	REF 077.0100 (X)
					REF 077.0101 (X)
					
		REF 077.0097	REF 077.0109	REF 077.0108	
					
		REF 077.0792	REF 077.0791		

					
		1,5 l	2,5 l		
					
		REF 077.0083/84	REF 077.0086/87		
		REF 077.0194 (kun for global konto)	REF 101035340 (kun for global konto)		
		Gjenbrukbare lokk			
					
		REF 077.0450	REF 077.0440	REF 077.0420/30	REF 077.1021
		REF 077.1013			
		PC-beholdere (maks. 4 x 2,5 l)	PSU Flergangsbekholdere (maks. 4 x 5 l)	Låseklemme	
					
		REF 077.0082 (1,5 l)	REF 077.0085 (2,5 l)	REF 077.0125: 0,25 l	REF 077.0150: 5 l
		REF 077.0155: 0,5 l	REF 077.0110: 1 l	REF 077.0120: 2 l	REF 077.0130: 3 l
		REF 077.0130: 3 l	REF 077.0150: 5 l		


					
		REF 077.0701: 1 l (med skinnklemme)	REF 077.0704: 2 x 3 l		
		REF 077.0715: 1 l (uten skinnklemme)	REF 077.0706: 2 x 5 l		
		REF 077.0702: 2 l (med skinnklemme)	REF 077.0707: 2 x 2 l		
		REF 077.0716: 2 l (uten skinnklemme)			
		REF 077.0703: 3 l			
		REF 077.0705: 5 l			
		Vakuumslange (fra sugepumpe til oppsamlingsystem)			
		Silikon, 7 x 12 mm			
					
		REF 077.0054: 50 cm	REF 077.0931: 25 cm	REF 077.0921: 30 cm	
		REF 077.0901: 100 cm	REF 077.0185: 60 cm	REF 077.0922: 60 cm	
		REF 077.0902: 200 cm	REF 077.0189: 300 cm		
		REF 077.0905: 500 cm			
		REF 077.0900: 2500 cm			
					
		REF 077.0154: 25 cm			
		REF 077.0911: 33 cm			
		REF 077.0912: 60 cm			
		REF 077.0913: 100 cm			

					
		REF 077.0571	REF 077.0723	REF 077.0731	
		REF 077.0572			
		REF 077.0573			
		REF 077.0575			
		REF 101035263			
		REF 101035264			
		REF 101035265			
		** Til engangsbruk, se respektive bruksanvisning			

					
		REF 077.0154: 25 cm			
		REF 077.0911: 33 cm			
		REF 077.0912: 60 cm			
		REF 077.0913: 100 cm			

					
		REF 077.0571	REF 077.0723	REF 077.0731	
		REF 077.0572			
		REF 077.0573			
		REF 077.0575			
		REF 101035263			
		REF 101035264			
		REF 101035265			
		** Til engangsbruk, se respektive bruksanvisning			

					
		REF 077.0521	REF 077.0751/52	REF 077.0651	
					
		REF 077.0521			
		Slanger for oppsett med høyt volum			
					
		REF 077.0563	REF 077.0561	REF 077.0188	
					
		REF 077.0542	REF 077.0158 (X)	REF 077.0095	
		REF 077.0160 (X)			

					
		REF 077.0521	REF 077.0192		
		Kopper for forløsning med vakuum			
		Gjenbrukbar (for reprosessering, se bruksanvisningen for sugekopper)			
					
		REF 077.0175/76	REF 077.0080	REF 077.0171/72	REF 077.0761/62
		REF 077.0078	REF 077.0173/74		