

medela 

mother's milk,
everyday amazing™

采用Flex 舒悦技术的 Medela (美德乐) 吸乳器

一种全新的个性化吸乳体验



新型

Medela（美德乐）Flex 舒悦技术吸乳器

一种全新的个性化吸乳体验

105°角改善贴合方式获得更好的母乳流量

采用防回流保护（封闭系统），这样您可以用适合您的舒服姿势进行吸乳

椭圆形形状可旋转 360°

柔软、平滑、有弹性的软圈边缘

四种管道尺寸——可参考我们的适配指南，找到适合您的吸乳护罩

从乳房和乳头的形状，到生活方式的要求，每个妈妈都各不相同。我们的新型 Flex 舒悦技术吸乳器是旨在通过调整贴合方式来适应您的乳房形状以获得更高效、更舒适体验的吸乳器。

PersonalFit Flex 舒悦版 多选型吸乳护罩

新型 PersonalFit Flex 舒悦版多选型吸乳护罩是在一组研究科学家和母乳喂养妈妈的帮助下共同开发的。它的设计可以很容易地贴合您的乳房形状，并通过防止挤压乳导管来提高母乳流量。这让每个妈妈都能更容易找到对自己而言更舒适的吸乳姿势。有什么结果？吸乳更舒适、更高效，更贴合您的乳房形状。





2-Phase Expression® (双韵律®) 技术

当宝宝在乳房上吃奶时，首先会快速吸吮刺激母乳流出，然后放慢速度吃奶。Medela (美德乐) 的 2-Phase Expression® (双韵律®) 技术模拟宝宝的自然吸吮节奏，带来自然舒适的吸乳体验。

双侧吸乳

研究表明，与单侧吸乳收集两瓶母乳相比，Medela (美德乐) 双侧吸乳与 2-Phase Expression® (双韵律®) 的双重科技，可在更短时间内吸出更多高能量的乳汁。

更多乳汁、更加舒适，正如妈妈们验证的一样

我们的研究科学家与母乳喂养妈妈进行的四项临床研究中测试了 PersonalFit Flex 舒悦版多选型吸乳护罩。超过 1,000 次的吸乳证实，这种吸乳护罩更加舒适、高效。与所有 Medela (美德乐) 产品一样，我们的 Flex 舒悦版吸乳器专为更轻松、高效的母乳喂养体验而设计，让您母乳哺育宝宝的旅程可以持续更长时间。



母乳是美妙的。母乳是宝宝与生俱来的自带食物。Medela (美德乐) 一直与母乳研究人员合作，已超过 50 年。通过我们的知识、专长和独特的产品系列为每位母乳喂养的母亲提供支持，其中包括我们瑞士制造的吸乳器，这是全球专业的健康顾问值得信赖的选择。

采用 Flex 舒悦技术的吸乳器系列

Swing Flex (丝韵 舒悦版)

随时满足您的高效舒适的吸乳需求



Swing Maxi Flex (丝韵·翼 舒悦版)

让妈妈在一半的吸乳时间内获得额外一瓶母乳



Freestyle Flex (飞韵 舒悦版)

随时随地灵活吸乳



吸乳器类型	单侧电动	双侧电动	双侧电动
建议用法	偶尔使用	每天使用	每天使用
使用简单舒适	•	•	•
PersonalFit Flex 舒悦版多选型吸乳护罩	•	•	•
可调吸力 (负压)	•	•	•
(吸力) 负压范围	-45mmHg 到 -245mmHg	-45mmHg 到 -245mmHg	-45mmHg 到 -245mmHg
2-Phase Expression® (双韵律®)	•	•	•
防回流保护 (封闭系统)	•	•	•
不含双酚 A (BPA)	•	•	•
连接到美喂乐 (MyMedela) 应用			•
背光显示屏显示允许访问时间、 电池状态、吸力水平、蓝牙连接等。			•
USB 充电器			•
电池供电	高达 1 小时 (不含电池)	高达 1 小时 (不含电池)	内置可充电电池, 可进行最多 8 次双侧吸乳 冰包、储奶瓶和城市丽人包
集储存、冷藏和运输乳汁的一体化解决方案			
重量	200g (不含电池)	220g (不含电池)	> 300g (含可充电电池)
大小	12x13x5.7cm	12x13x5.7cm	14.8x6.6x4.6cm

*临床研究, PersonalFit Flex 舒悦版多选型吸乳护罩与 PersonalFit 多选型吸乳护罩的数据文件 (NCT02496429、NCT02492139、NCT02719548、NCT03091985) 相比较

有关母乳喂养和 Medela (美德乐) 吸乳器及其他产品的更多帮助和建议的更多内容, 请访问 www.medela.cn/flex