



---

# Catetere ClotStop®

## per drenaggio toracico

Distribuito in esclusiva in Europa da Medela

- Favorisce un flusso continuo e senza coaguli<sup>1,2,3</sup>
- Riduce la necessità di un milking continuo<sup>2,3</sup>
- Migliora il comfort del paziente<sup>3</sup>

## PER UNA GESTIONE EFFICACE E SICURA DEL DRENAGGIO TORACICO

Uno studio prospettico osservazionale mostra che, dopo un intervento cardiaco, il 36% dei tubi toracici si occlude. L'86% di queste occlusioni si verificano all'interno del paziente e non sono visibili ai medici e al personale infermieristico.<sup>4</sup>

L'innovativo catetere ClotStop® aiuta a ridurre al minimo il rischio di formazione di coaguli e quindi impedisce l'occlusione del catetere. È rivestito con un innovativo polimero idrogel. Non si tratta di un anticoagulante ed è sicuro dal punto di vista medico perché non influisce sulla naturale coagulazione del sangue. A contatto con l'acqua, crea un coefficiente di attrito così basso che i coaguli e l'essudato non aderiscono alla superficie del catetere. Questo rivestimento ultra liscio previene l'adesione di tessuto e la formazione di coaguli di sangue. La resistenza ridotta sulla superficie del catetere favorisce il drenaggio continuo del fluido e riduce la necessità di un milking continuo.<sup>2</sup>

I cateteri speciali per il drenaggio mediastinico, caratterizzati da una grande area interna e una struttura speciale, ottimizzano la portata del drenaggio e minimizzano la pressione sul cuore, le arterie coronarie e gli innesti.

I cateteri ClotStop® sono realizzati in silicone, il che ne garantisce un posizionamento facile e sicuro nel torace. Il materiale piacevolmente morbido permette al paziente di muoversi liberamente, favorendone il comfort. L'utilizzo di ClotStop® favorisce una maggiore sicurezza e un migliore recupero del paziente.<sup>1</sup>

- Innovativo e sicuro dal punto di vista medico grazie al rivestimento ClotStop®
- Drenaggio sicuro ed efficace che riduce il rischio di formazione di coaguli
- Maggiore comfort per il paziente grazie al materiale siliconico ottimizzato e al rivestimento ClotStop
- Risparmio di tempo per gli operatori sanitari grazie alla riduzione della necessità di milking e stripping

### Riferimento

**1** Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. **2** Medela qualitative customer interviews. **3** Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17-24. **4** Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36.

Il catetere ClotStop® è distribuito da Medela nei seguenti formati:

Descrizione	Formato	Cod. art.
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata	8 FR	10008ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata	10 FR	100010ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata	12 FR	100012ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata	14 FR	100014ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata*	16 FR	100016ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, angolo retto, scala graduata*	16 FR	111016ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata*	20 FR	100020ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, angolo retto, scala graduata*	20 FR	111120ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata*	24 FR	100024ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, angolo retto, scala graduata*	24 FR	111124ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata*	28 FR	100028ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, angolo retto, scala graduata*	28 FR	111128ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata	32 FR	100032ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, angolo retto, scala graduata	32 FR	111132ATS
Catetere toracico in silicone con ClotStop®, scala graduata	36 FR	100036ATS
Drenaggio mediastinico con ClotStop®, occhielli sui lati	7 mm	111075AT
Drenaggio mediastinico con ClotStop®, occhielli sui lati	9 mm	111095AT
Drenaggio mediastinico con ClotStop®, occhielli all'estremità superiore ed inferiore	9 mm	111099AT

Tutti i prodotti sono forniti in unità di 10 pezzi. \*Questi cateteri sono disponibili anche senza rivestimento ClotStop®.

**Desiderate beneficiare  
delle potenti prestazioni  
dei cateteri ClotStop®?**

**Contattateci ora per una  
presentazione individuale  
del prodotto.**

**Scoprite i benefici in tutte le  
situazioni di drenaggio toracico:  
[www.medelahealthcare.com/  
clotstop-thoracic-catheter](http://www.medelahealthcare.com/clotstop-thoracic-catheter)**



Offerto da

**Contattate noi o il vostro rappresentante locale Medela per i dettagli.**

Distribuito da  
Medela Italia Srl a socio unico  
Via Turrini, 13-15 - Loc.  
Bargellino  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Phone + 39 051 72 76 88  
Fax + 39 051 72 76 89  
info@medela.it  
www.medela.it

 Axiom Medical Inc.  
19320 Van Ness Ave.  
Torrance, CA 90501  
www.axiommed.com

**medela**   
THE SCIENCE OF CARE™

 0413