



inklusive
5 Jahre
Garantie

Basic

Medizinische
Absaugung

Zuverlässig

- | Lange Lebensdauer mit mit 5 Jahren Garantie
- | In der Schweiz hergestellte, hochwertige Komponenten

Leistungsstark

- | Hohe Flussrate von bis zu 30 l/min
- | Flüsterleiser Betrieb von $< 40 \text{ dB(A)}^*$
- | Konstantes Vakuum
- | Schnell einsatzbereit

Basic ist ein verlässliches, einfach handhabbares und hygienisches Absaugsystem für alle Anwendungen im Krankenhaus, in der Klinik oder in der Arztpraxis. Die unkomplizierte, intuitiv bedienbare Basic bietet dank der zuverlässigen Kolben/Zylinder-Technologie jederzeit eine hohe Saugleistung, auch bei Intervallsaugung. Die niedrige Drehzahl der Antriebseinheit sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Basic sorgt mit ihrem leicht zu reinigenden, einteiligen Gehäuse, dem CleanTouch Ein-/Aus-Schalter und ihrer Kompatibilität mit den Medela Auffangsystemen für optimale Hygiene.



Fahrbare Version

- a Das Sicherheitsset mit mechanischem Überlaufschutz verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in das System
- b Die leistungsstarke Antriebseinheit in einem einfachen Gehäuse ermöglicht die einfache Bedienung der Pumpe
- c Ein patentierter Membran-Regulator beschleunigt den Vakuumaufbau
- d CleanTouch-Elemente ermöglichen eine einfache Reinigung
- e Das stabile Rollstativ mit seiner breiten Schiene kann bis zu vier Behälter aufnehmen
- f Ein integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter sorgt für freihändige Bedienung



Tragbare Version



Rack-Version

 vacuum	- 90 kPa - 675 mmHg (+/- 15%)	 flow	Hoher Flow 30 l/min. (+/- 5 l/min.)	 kg	9.3 kg (Rack-Version)		H x B x T 210 x 305 x 375 mm (Rack-Version)
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Zubehör



Einweg-Auffangsysteme mit Einweg-Sekretbeutel und Mehrweg-PC-Behälter
Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Mehrweg-Auffangsysteme mit auto-klavierbarem PSU-Behälter mit Deckel
Größen: 0,25; 0,5; 1; 2; 3 und 5 Liter



Viren-, Bakterien-, Geruchs- und Überlaufschutz-Filter als Einweg-Filter



Schläuche aus Silikon oder PVC



Fuß-Ein/Aus-Schalter
Kabellänge 3,5 m



Fußvakuumregler für freihändige Vakuumregulierung

Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching

Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59-99
info@medela.de
www.medelahealthcare.de