



Surgical & Wound Care Produktkatalog 2023

Bewährte Qualität

Die Produkte von Medela entsprechen internationalen Industriestandards: ISO 9001 und ISO 13485 sowie den American Good Manufacturing Practice Guidelines (GMP). Unsere Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.

Die Zusicherung einer langen Garantie betrachten wir als selbstverständlich.

Hinweis zur MDR

Alle unsere Produkte der Medizinklasse I sind gemäß MDR (EU) 2017/745 zertifiziert. Alle weiteren Produkte sind nach MDD 93/42/EEC zertifiziert und dürfen auch im Rahmen der Übergangsfrist, welche die MDR gewährt, bis Mai 2024 vertrieben werden. Medela wird seine Medizinprodukte schrittweise gemäß MDR (EU) 2017/745 zertifizieren.

Diese Umstellung wird bis spätestens Mai 2024 abgeschlossen sein.

Wir sind gerne für Sie da

Ihr Kontakt zum Kundenservice

Anfragen, Bestellungen, Produktberatung

Telefon Hotline +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59-99
E-Mail kundenservice@medela.de
Bestellung bestellung@medela.de

Ihr Kontakt zum technischen Service

Technische Anfragen oder Fragen
zu laufenden Reparaturen und Wartungen:
Telefon Hotline +49 89 31 97 59-444
Fax +49 89 31 97 59-96
E-Mail service@medela.de

Medela Deutschland
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148, 85378 Eching, Deutschland
Tel. +49 89 31 97 59 0, Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de, www.medela.de

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Sitz: Eching, Amtsgericht: München, HRA 66504
Komplementär: Medela Medizintechnik GmbH
Sitz: Eching, Amtsgericht München, HRB 84135
Geschäftsführer: Thomas Golücke, Gerald Hübner

Inhalt

Herz-/ Thoraxdrainage

Thopaz*	4
Thopaz* Verbrauchsartikel	5
Thopaz* Zubehör	6
Thopaz* Ersatzteile	7
Drainagekatheter	8

Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Invia Liberty	10
Invia Liberty Verbrauchsartikel	10
Invia Liberty Zubehör und Ersatzteile	10
Invia Motion	11
Invia Motion Verbrauchsartikel	11
Invia Motion Zubehör und Ersatzteile	11
Invia Verbandsets	12

Chirurgisches Absaugen

Basic	14
Dominant Flex	15
Zubehör Basic und Dominant Flex	16

Chirurgisches Absaugen / Absaugung der Atemwege

Vario	17
Vario Zubehör	17

Absaugung der Atemwege

Clario Home Care System	18
Clario Zubehör	18

Auffangsysteme

Mehrweg-Auffangsystem	19
Einweg-Auffangsystem	20
Auffangsysteme Zubehör	20

Verbrauchsartikel

Vakuumschläuche	21
Patientenschläuche	22
Einweg-Filter	22
Ein- und Mehrweg-Verbindungen	23

Vakuumentbindung

Basic	24
Vakuumentbindung Zubehör	24
Mehrweg-Saugglocken	25
Einweg-Saugglocken	25
Saugglocken Zubehör	26

Symbole



Dieses Symbol zeigt
Einwegartikel an.
Nicht wiederverwenden.



Autoklavierbar –
zum Beispiel bei
134°C / 10 Minuten



Nicht autoklavierbar –
Empfohlene Reinigung
in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Herz-/ Thoraxdrainage

Thopaz⁺



Art.-Nr. 079.1000
VPE 1 Stück

Thopaz⁺

Mobiles Thoraxdrainage System mit Patienten-Monitoring:

- Saugleistung 5 l/min
- Druckbereich 0 bis -10 kPa
- 1 Netzadapter international
- 1 Thopaz⁺ CD
- 1 Gebrauchsanweisung
- Akkulaufzeit mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Gewicht 1 kg
- B x H x T: 170 x 95 x 235 mm
- Garantie: 2 Jahre

Mit elektronischem Mess- und Überwachungssystem, das laufend informiert über:

- Flüssigkeitsverluste
- Parenchymleckage in ml/min (Flow)
- Historischer Verlauf der Luftleckage über 72 Stunden
- Historischer Verlauf der Flüssigkeitsverluste über 72 Stunden
- Unterdruck in der eingestellten Einheit (kPa/cmH₂O/mbar/mmHg)
- Abweichungen vom eingestellten Druck
- Behälterfüllstatus
- Akkuladestatus



Art.-Nr. 101033302

Basistraining digitales Herz-/ Thoraxdrainage Management

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch Folgeinweisungen.

Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.

Inhalte:

- Wissenswertes zu Thoraxdrainage Systemen
- Funktionen des Thoraxdrainage Systems
- Handhabung des Thoraxdrainage Systems
- Praktische Übungen am Gerät
- Datenauswertung
- Studienlage zu digitalen Thoraxdrainage Systemen

Thopaz⁺ Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 079.0011 (0,3 l)
VPE 12 Stück

Behälter ohne Geliergranulat, steril

- Standardbehälter zum Auffangen von Sekreten
- Hydrophiler Überlaufschutz/Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter, 0,8 Liter und 2,0 Liter



Art.-Nr. 079.0016 (0,8 l)
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 079.0018 (2,0 l)
VPE 12 Stück

Einen Adapter für den 2,0 Liter Behälter für die Ladestation (Art.-Nr. 079.0038) finden Sie auf Seite 6.



Art.-Nr. 079.0012 (0,3 l)
VPE 12 Stück

Behälter mit Geliergranulat, steril

- Für eine hygienische und kostengünstige Entsorgung
- Hydrophiler Überlaufschutz/Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter, 0,8 Liter und 2,0 Liter



Art.-Nr. 079.0017 (0,8 l)
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 079.0019 (2,0 l)
VPE 12 Stück

Einen Adapter für den 2,0 Liter Behälter für die Ladestation (Art.-Nr. 079.0038) finden Sie auf Seite 6.



Art.-Nr. 079.0021
(1 Anschluss)
VPE 10 Stück

Schlauch, steril

- Kompatibel mit 20 - 32 Charr. ¹⁾
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 150 cm
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0022
(2 Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 079.0023
(1 Anschluss)
VPE 10 Stück

Schlauch mit kleinen Anschlüssen, steril

- Kompatibel mit 12 - 20 Charr. ¹⁾
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 150 cm
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0024
(2 Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 079.0025
(1 Anschluss)
VPE 10 Stück

Schlauch mit großen Anschlüssen, steril

- Kompatibel mit 28 - 36 Charr. ¹⁾
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 150 cm
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0026
(2 Anschlüsse)
VPE 10 Stück

¹⁾ Angaben abhängig vom Katheter-Design. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Gebietsleiter.


 Art.-Nr. 101039326
VPE 15 Stück
Schlauchverlängerung, 1 Anschluss

Set bestehend aus:

- 1 Silikonschlauch (45 cm)
- 1 geradem Anschluss


 Art.-Nr. 101039327
VPE 10 Stück
Schlauchverlängerung, 3 Anschlüsse

Set bestehend aus:

- 3 Silikonschläuchen (30 cm)
- 3 geraden Anschlüssen
- 1 Y-Konnektor


 Art.-Nr. 079.0039
VPE 20 Stück
Verschlusskappe, steril

- Zum Verschluss ungenutzter Anschlüsse
- Kompatibel mit allen Schläuchen

Thopaz⁺ Zubehör

 Art.-Nr. 077.1456
VPE 1 Stück
Manometer für Dichtigkeittest

- Einstellbereich 0 bis 10 kPa


 Art.-Nr. 079.0037
VPE 1 Stück
Ladestation Thopaz/Thopaz⁺

- Zur Aufbewahrung von Thopaz⁺ und zum Laden des Akkus
- Kann an Normschienen, Betten* und Infusionsständern* befestigt werden
- *bei Verwendung einer Halterung mit Normschiene


 Art.-Nr. 079.0038
VPE 1 Stück
Adapter für Ladestation Thopaz/Thopaz⁺

- Zur Befestigung des 2-Liter-Behälters empfohlen


 Art.-Nr. 099.0176
VPE 1 Stück
Kontaktstift für Ladestation Thopaz/Thopaz⁺**Dichtungsring Thopaz⁺**

 Art.-Nr. 099.0343
VPE 10 Stück


 Art.-Nr. 079.0036
VPE 1 Stück
Halterung mit Normschiene

- Für die unkomplizierte Befestigung von Thopaz/Thopaz⁺ an Schienen, Betten, Infusionsständern
- Kann vertikal oder horizontal befestigt werden


 Art.-Nr. 079.0040
VPE 1 Stück
Universalhalterung mit flexibler Normschiene

- Für die unkomplizierte Befestigung von Thopaz/Thopaz⁺ an Schienen, Betten, Infusionsständern
- Stufenlose Einstellung der Schienenneigung (360°)


 Art.-Nr. 077.0129
VPE 1 Stück
Halterset mit Werkzeug für Thopaz

- Bestehend aus: 2 Bügelhalter, 2 Schienenhalter, 1 Halterwerkzeug


 Art.-Nr. 079.0034
VPE 1 Stück
USB-Kabel

- Zum Anschließen von Thopaz⁺ an den PC
- Typ: 2.0 A/M- Mini B/M


 Art.-Nr. 079.1006
VPE 1 Stück
Tragegurt

- Zum Tragen von Thopaz⁺

 Art.-Nr. 079.0031
VPE 1 Stück
Tragegurt

- Zum Tragen von Thopaz

Thopaz⁺ Ersatzteile

 Art.-Nr. 087.0059
VPE 1 Stück
Netzadapter Liberty/Thopaz/Thopaz⁺

- Zum Laden des Akkus
- Mit verschiedenen Steckern (Euro-GB-US-AUS/NZ)


 Art.-Nr. 101034390
VPE 1 Stück
Steckeraufsatz für Netzadapter Liberty/Thopaz⁺

- Steckeraufsatz Euro

Drainagekatheter*



Art.-Nr. 100008ATS (8 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100010ATS (10 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100012ATS (12 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100014ATS (14 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100016ATS (16 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100020ATS (20 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100024ATS (24 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100028ATS (28 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100032ATS (32 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100036ATS (36 Charr.)
VPE 10 Stück

Thoraxkatheter mit ClotStop®, gerade

- aus Silikon
- minimiert das Risiko der Klottbildung dank innovativer ClotStop® Beschichtung aus Hydrogel-Polymer (PVP)
- skaliert
- Größen: 8 - 12 Charr., Länge 22,9 cm
14 - 36 Charr., Länge 50,8 cm



Art.-Nr. 111016ATS (16 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111120ATS (20 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111124ATS (24 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111128ATS (28 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111132ATS (32 Charr.)
VPE 10 Stück

Thoraxkatheter mit ClotStop®, gebogen

- aus Silikon
- minimiert das Risiko der Klottbildung dank innovativer ClotStop® Beschichtung aus Hydrogel-Polymer (PVP)
- skaliert
- Größen: 16 - 32 Charr., Länge 50,8 cm



Art.-Nr. 111075AT
(7 mm, Augen seitlich)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111095AT
(9 mm, Augen seitlich)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111099AT
(9 mm, Augen oben + unten)
VPE 10 Stück

Thoraxkatheter mit ClotStop®, mediastinal

- aus Silikon
- speziell für die Bedürfnisse der Herzchirurgie entwickelt
- abgeflachte, ovale Form für einen maximalen Drainagefluss bei minimalem Katheterprofil
- minimiert das Risiko der Klottbildung dank innovativer ClotStop® Beschichtung aus Hydrogel-Polymer (PVP)
- Größen: 7 mm (O.D. 12,57 x 6,81 mm; I.D. 8,00 x 5,81 mm), Länge 50,8 cm und 9 mm (O.D. 16,51 x 9,41 mm; I.D. 13,36 x 8,64 mm), Länge 50,8 cm
- Varianten: Augen seitlich oder Augen oben + unten



Art.-Nr. 100016S (16 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100020S (20 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100024S (24 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 100028S (28 Charr.)
VPE 10 Stück

Thoraxkatheter, gerade

- aus Silikon
- skaliert
- Größen: 16 - 28 Charr., Länge 50,8 cm



Art.-Nr. 111016S (16 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111120S (20 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111124S (24 Charr.)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 111128S (28 Charr.)
VPE 10 Stück

Thoraxkatheter, gebogen

- aus Silikon
- skaliert
- Größen: 16 - 28 Charr., Länge 50,8 cm

*Exclusively distributed in Europe by Medela

Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501
www.axiommed.com



Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Invia Liberty



Art.-Nr. 087.0003
VPE 1 Stück

Invia Liberty

- Aktive Entfernung des Exsudats und Druckkontrolle von der Pumpe bis zum Wundbereich
- Optionale Druckeinstellungen von -40 bis -200 mmHg, einschließlich Standard-Unterdruck von -125 mmHg
- Luftleckageanzeige auf dem Display
- Neue individuelle Luftleckage-Einstellungen für normale und große Wunden
- Quick-Connector für leichte und sichere Schlauchbefestigung
- Behälterentriegelung mit einem einzigen Knopfdruck
- Wahl zwischen Einweg-Behältern mit 300 ml und 800 ml mit Geliergranulat
- Akkulaufzeit: mind. 4 Stunden, durchschnittlich 14 Stunden
- Modi: konstant und intermittierend
- 1 Netzadapter
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Gewicht: 1 kg
- B x H x T: 170 x 95 x 150 mm
- Garantie: 2 Jahre

Invia Liberty Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 087.0012 (0,3 l)
VPE 10 Stück

Behälter mit Geliergranulat, steril

- Hydrophiler Überlaufschutz-/Bakterienfilter mit Aktivkohle für Geruchsschutz
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter und 0,8 Liter



Art.-Nr. 087.0017 (0,8 l)
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 087.0025
VPE 10 Stück

Schlauch mit Quick-Connector

- Schneller, sicherer und hygienischer Anschluss mit Quick Connector
- Länge des Schlauchs: ca. 150 cm

Invia Liberty Zubehör



Art.-Nr. 079.0037
VPE 1 Stück

Ladestation

- B x H x T: 210 x 85 x 130 mm



Art.-Nr. 079.0036
VPE 1 Stück

Halterung mit Normschiene

- Länge: ca. 20,5 cm



Art.-Nr. 087.0031
VPE 1 Stück

Tragetasche

- B x H x T: 215 x 160 x 95 mm

Invia Liberty Ersatzteile



Art.-Nr. 087.0059
VPE 1 Stück

Netzadapter Liberty/Thopaz*/Thopaz

- Zum Laden des Akkus
- Mit verschiedenen Steckern (Euro-GB-US-AUS/NZ)



Art.-Nr. 101034390
VPE 1 Stück

Steckeraufsatz für Netzadapter Liberty/Thopaz*

- Steckeraufsatz Euro

Invia Motion



Art.-Nr. 087.4024 (60 Tage)
VPE 1 Stück

Invia Motion

- Max. Vakuum: -175 mm Hg
- Min. Vakuum: -40 mm Hg
- Akkulaufzeit: mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Modi: konstant und intermittierend
- 1 Netzadapter
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- 1 Tragetasche
- Gewicht: 400 g
- B x H x T: 90 x 90 x 50 mm
- Garantie: 2 Jahre

Versionen:

Laufzeit 60 Tage



Laufzeit 15 Tage



Invia Motion Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 087.4016
VPE 5 Stück

Behälter/Schlauch-Set 0,15 L

- Mit Geliergranulat, steril
- Schneller Behälterwechsel mit einem Griff
- Nutzbares Fassungsvermögen des Behälters 0,15 Liter
- Länge des Schlauchs: ca. 150 cm

Invia Motion Zubehör



Art.-Nr. 087.4003
VPE 1 Stück

Tragetasche

- B x H x T: 120 x 210 x 60 mm

Invia Motion Ersatzteil



Art.-Nr. 101033647
VPE 1 Stück

Netzadapter Motion

- Zum Laden des Akkus

Invia Verbandsets



Art.-Nr. 087.6221
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Schaumstoff-Verbandset mit FitPad

- Porengröße: 600–800 Mikrometer (μm)
- Reißfestigkeit: 138 kPa
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 385 g/m²/Tag
- B x H Versiegelungsfolie: 260 x 320 mm

Versionen:

Größe S

- 1 Schaumstoffpad
- 1 Versiegelungsfolie
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 80 x 100 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6222
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe M

- 1 Schaumstoffpad
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 125 x 190 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6223
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe L

- 1 Schaumstoffpad
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 150 x 250 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6250
VPE 1 Stück

Abdominal-Verbandset mit FitPad

- 1 Organschuttschicht: Größe oval 600 x 800 cm
- 1 Schaumstoffpad: Porengröße: 600–800 Mikrometer (μm)
Größe oval 380 x 250 x 20 mm
Reißfestigkeit: 138 kPa
- 4 Versiegelungsfolien: Größe 260 x 320 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit: 385 g/m²/Tag

Gaze-Verbandsets mit FitPad

- Kochsalzlösung: 30 ml
- B x H Versiegelungsfolie: 260 x 320 mm

Versionen:

Größe M

- 1 Kerlix AMD Antimikrobielle Gaze
- 1 Versiegelungsfolie
- 1 FitPad
- 1 Sterile Kochsalzlösung
- B x H Gaze: 160 x 170 mm



Art.-Nr. 087.7170
VPE 1 (enthält 3 Stück)

Größe L

- 1 Kerlix AMD Antimikrobielle Gaze
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- 2 Sterile Kochsalzlösung
- B x H Gaze: 114 x 3700 mm



Art.-Nr. 087.7171
VPE 1 (enthält 3 Stück)



Art.-Nr. 087.7011
VPE 10 Stück

Invia Silverlon

- B x H: 100 x 120 mm



Art.-Nr. 087.0030
VPE 20 Stück

Invia Versiegelungsfolie

- B x H: 260 x 320 mm



Art.-Nr. 087.0028
VPE 10 Stück

Invia FitPad, steril

- Länge des Schlauchs: ca. 80 cm



Art.-Nr. 087.0023
VPE 10 Stück

Invia Y-Stück mit Quick Connector

- Zum Anschließen von 2 FitPads an ein Gerät

Chirurgisches Absaugen

Basic



Art.-Nr. 071.0000
(tragbar)
VPE 1 Stück

Basic

- Max. Vakuum -90 kPa (-675 mmHg)
- Saugleistung 30 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Ein-/Aus-Taste
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Inklusive komplettem Sicherheitsset für Überlaufschutz
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Art.-Nr. 077.0723)
- 1 Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre

Versionen:

Basic tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

Basic Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

Basic fahrbar

Basic Rack + Rollgestell

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0001
(Rack)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001 +
Art.-Nr. 071.0034
(fahrbar)



Art.-Nr. 071.0034
VPE 1 Stück

Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter
- Garantie: 1 Jahr



Art.-Nr. 101033308

Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch bei Folgeinweisungen.

Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.

Dominant Flex



Art.-Nr. 071.0002
(tragbar)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0003
(Rack)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0003 +
Art.-Nr. 071.0034
(fahrbar)

Dominant Flex

- Max. Vakuum -95 kPa (-713 mmHg)
- Saugleistung adaptierbar: 40, 50, 60 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Tasten
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Inklusive komplettem Sicherheitsset für Überlaufschutz
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (077.0723)
- 1 Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre

Versionen:

Dominant Flex tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

Dominant Flex Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

Dominant Flex fahrbar

Dominant Flex Rack + Rollgestell

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034
VPE 1 Stück

Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter
- Garantie: 1 Jahr



Art.-Nr. 101033308

Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch bei Folgeinweisungen.

Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.

Zubehör Basic und Dominant Flex



Art.-Nr. 077.0711
VPE 1 Stück



Sicherheits-Set steckbar

- Mit Silikonschlauch
- 7 x 12 mm, 60 cm mit 2 Kupplungsstücken



Art.-Nr. 077.0450
VPE 1 Stück



Deckel für Sicherheitsbehälter steckbar

- Mit Überlaufschutz



Art.-Nr. 077.0561
VPE 1 Stück

Umschaltventil



Art.-Nr. 077.0563
VPE 1 Stück

Umschaltventil mit Schienenklemme und Schlauchset

- bestehend aus Art.-Nr. 077.0561, 077.0521 und 077.0921
- Mit 2 Silikonschläuchen 7 x 12 mm, 30 cm mit 2 Kupplungsstücken



Art.-Nr. 077.0723
VPE 1 Stück

Fuß-Ein-/Aus-Schalter

- Zum Ein- und Ausschalten von Basic und Dominant Flex
- Kabellänge 3,5 m



Art.-Nr. 077.0751 (links)
VPE 1 Stück

Schlauchhalter

- Zur Befestigung von Schläuchen an Normschienen
- Mit Schraube zur sicheren Befestigung
- Für links- oder rechtsseitige Befestigung



Art.-Nr. 077.0752 (rechts)
VPE 1 Stück

Chirurgisches Absaugen / Absaugung der Atemwege

Vario



Art.-Nr. 026.2110
(mit Netzteil)
VPE 1 Stück

Art.-Nr. 026.5110
(mit Netzteil und Akku)
VPE 1 Stück

Vario Sekretsauger

- Vakuumbereich bis -75 kPa (-563 mmHg)
- Saugleistung 18l/min
- Kolben/Zylinder-QuatroFlex™-Technologie
- 230 - 240 V/50 Hz
- Silikonschlauch Ø 7 x 12 mm, 25 cm mit je 1 Steck- und Winkel-Steckkupplung 90°
- Einweg Überlaufschutz/Virenfilter (5 Stück)
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Garantie: Gerät 2 Jahre/QuatroFlex™ 6 Monate
- B x H x T: 170 x 380 x 285 mm

Versionen:

Vario mit Netzteil

Vario mit Netzteil und Akku

- Kann mit Netzanschluss oder mit Akku (30 - 45 Min.) betrieben werden
- Betrieb auch mit Auto-Anschlusskabel möglich
- Mit optischem und akustischem Warnsignal für Akkuanzeige

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)




Art.-Nr. 101033308

Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch Folgeeinweisungen an. Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer. Dauer: ca. 1 Stunde. Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.

Vario Zubehör



Art.-Nr. 077.0825
VPE 1 Stück

Vario Schienenhalterung

- Zur besseren Abstützung von Vario an Normschienen



Art.-Nr. 077.0105
VPE 5 Stück

Vario Adapter

- Zur Befestigung vom Einwegsystem an Vario



Art.-Nr. 077.0831
VPE 1 Stück

Vario Tragetasche

- Für den sicheren Transport von Vario mit Zubehör
- Robuste Tragevorrichtung mit Schulterriemen und Taschen



Art.-Nr. 077.0832
VPE 1 Stück

Kabelanschluss fürs Auto

- Zum Betrieb der Vario AC/DC-Pumpe im Auto
- 12-V-DC-Kabel



Art.-Nr. 077.0834
VPE 1 Stück

Vario Einweg-Filterset

- Einweg-Überlaufschutz/Bakterienfilter mit Medela-Anschluss und konischem Anschluss
- Mit PVC-Einwegschlauch 7 x 12 mm (25 cm) und einer Steckkupplung

Absaugung der Atemwege

Clario Home Care System



Art.-Nr. 014.0010
(mit Netzteil)
VPE 1 Stück
Hilfsmittel-Nr.
01.24.01.0016

Art.-Nr. 014.0110
(mit Netzteil und Akku)
VPE 1 Stück
Hilfsmittel-Nr.
01.24.02.0012

Clario Home Care System

- Dreifaches Hygienekonzept
- 3 Vakuumstellungen
min. = 131 mmHg
med. = 266 mmHg
max. = 595 mmHg
- Saugleistung 15 l/min
- 1 Behälterset
- 1 Sicherheitskammer
- Einweg Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Garantie: 2 Jahre

Versionen:

AC Pumpe mit Netzteil

- Gewicht: 1,7 kg

AC/DC Pumpe mit Netzteil und Akku

- Gewicht: 2 kg



Art.-Nr. 014.0023
(mit Netzteil und Akku)
VPE 1 Stück

Clario Toni Home Care System

- Dreifaches Hygienekonzept
- 3 Vakuumstellungen
min. = 60 mmHg für Neugeborene
med. = 100 mmHg für Kinder
max. = 600 mmHg für zähflüssige Sekrete

- Angaben wie oben

Version:

AC/DC Pumpe mit Netzteil und Akku

- Gewicht: 2 kg

Clario Zubehör



Art.-Nr. 074.0001
VPE 1 Stück

Behälterset

- Zum Auffangen von Sekreten bei Verwendung der Clario
- Mit 0,5-L-Behälter, Deckel mit Verschlusskappe und Schwimmer



Art.-Nr. 074.0002
VPE 1 Stück

Sicherheitskammer

- Zur Vakuumregulierung
- mit Vakuum-Drehknopf und 2 Ventilscheiben



Art.-Nr. 074.0003
VPE 15 Stück

Einweg-Fingertipschlauch, steril

- PVC
- Länge 150 cm, Charr. 25, steril



Art.-Nr. 074.0006
VPE 1 Stück

Manometer

- Zur Messung der Vakuumstärke der Clario
- In kPa und mmHg



Art.-Nr. 074.0007
VPE 1 Stück

SoftCase-Tragetasche

- Für den sicheren Transport von Homecare-Geräten mit Zubehör
- Mit 2 Tragegurten zur Befestigung an Rollstühlen oder als Rucksack und Tragegriff



Art.-Nr. 074.0017
VPE 1 Stück

Kabelanschluss fürs Auto

- Zum Betrieb der Clario AC/DC-Pumpe im Auto
- 12-V-DC-Kabel

Auffangsysteme

Mehrweg-Auffangsystem



Art.-Nr. 077.0125 (0,25 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0155 (0,5 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0110 (1 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0120 (2 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0130 (3 l)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0150 (5 l)
VPE 1 Stück

Auffangbehälter

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen von abgesaugten Sekreten
- Aus bruchfestem Polysulfon mit einfach ablesbarer weißer Graduierung
- Größen 0,25; 0,5; 1; 2; 3 und 5 Liter



Art.-Nr. 077.0420
Patientenanschluss
Ø 6–10 mm
VPE 1 Stück

Deckel groß

- Deckel für Mehrweg-Behälter mit Überlaufschutz
- Deckel mit Dichtung zur Verwendung mit 1-, 2-, 3- und 5-Liter-Auffangbehältern
- Konischer Patientenanschluss, Ø 6–10 mm oder 10–14 mm

Art.-Nr. 077.0430
Patientenanschluss
Ø 10–14 mm
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0440
VPE 1 Stück

Deckel klein

- Deckel für Mehrweg-Behälter mit Überlaufschutz
- Deckel mit Dichtung zur Verwendung mit 0,25- und 0,5-Liter-Auffangbehältern
- Konischer Patientenanschluss, Ø 6–10 mm



Art.-Nr. 077.0562
Patientenanschluss
Ø 6–10 mm
VPE 10 Stück

Einweg-Gewebeauffangbehälter


- für Mehrweg-Auffangsystem
- aus Polypropylen hergestellt
- zum Auffangen von Gewebeprobe
- kann am Patientenanschluss des Deckels angebracht werden



Art.-Nr. 077.1013
VPE 10 Stück

Befestigungclip für Deckel

- für Deckel Art.-Nr. 077.0420, Art.-Nr. 077.0430 und Art.-Nr. 077.0440



Art.-Nr. 077.1021
VPE 10 Stück

Überlaufschutz

Einweg-Auffangsystem

  Art.-Nr. 077.0082 (1,5 l)
VPE 1 Stück

Auffangbehälter für Einweg-Beutel

- Mehrweg-Behälter für die Verwendung mit Einweg-Sekretbeutel
- Aus bruchfestem und leicht zu reinigendem Polycarbonat
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter

  Art.-Nr. 077.0085 (2,5 l)
VPE 1 Stück

  Art.-Nr. 077.0083 (1,5 l)
VPE 40 Stück

Einweg-Sekretbeutel

- Einwegprodukt zum Auffangen von Sekreten
- Doppelschichtige Folie mit integriertem Überlaufschutz und Deckel
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter

  Art.-Nr. 077.0086 (2,5 l)
VPE 40 Stück

  Art.-Nr. 077.0084 (1,5 l)
VPE 30 Stück

Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat

- Einwegprodukt zum Auffangen von Sekreten
- Doppelschichtige Folie mit integriertem Überlaufschutz und Deckel
- Enthält Geliergranulat für auslaufsiceren Transport und Entsorgung
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter

  Art.-Nr. 077.0087 (2,5 l)
VPE 30 Stück

  Art.-Nr. 077.0094
VPE 10 Stück

Einweg-Gewebeauffangbehälter

- Für Einweg-Auffangsystem
- Zum Auffangen von Gewebeproben
- Kann am Patientenanschluss des Deckels angebracht werden
- Aus Polypropylen hergestellt

 Art.-Nr. 077.0100
(für 1,5l Beutel)
VPE 10 Stück

Winkelstück

- Größen: für 1,5 Liter Einweg-Sekretbeutel (gelb) und für 2,5 Liter Einweg-Sekretbeutel (orange)

 Art.-Nr. 077.0101
(für 2,5l Beutel)
VPE 10 Stück

 Art.-Nr. 077.0105
VPE 5 Stück

Vario Adapter

- Zur Befestigung vom Einwegsystem an Vario

Auffangsysteme Zubehör

  Art.-Nr. 077.0188
VPE 1 Stück

Rollgestell

- für die Verwendung mit Medela Auffangsystemen geeignet
- Platz für bis zu 5 Auffangbehälter/Beutel
- Mobil mit 5 Rollen (mit Bremsen)
- Maße: 85 x 60 x 60 cm
- Garantie: 1 Jahr

 Art.-Nr. 077.0651
VPE 1 Stück

Sicherheits-Set Vakuum-Regulierung mit Schienenklemme

- Für zentrale Vakuumversorgung
- Sekretbehälter PSU 0,25 Liter
- Deckel klein, konischer Patientenanschluss
- Ø 6 - 10 mm mit Überlaufsicuerung
- Schienenklemme Kunststoff
- Silikon-Schlauch Ø 7 x 12 mm, 60 cm mit 1 Steckkupplung
- Silikon-Schlauch Ø 7 x 12 mm, 100 cm mit 1 Steckkupplung

 Art.-Nr. 077.0521
VPE 1 Stück

Schienenklemme

- Zur Befestigung von Auffangbehältern an Normschienen
- Polyamid

 Art.-Nr. 077.0523
VPE 1 Stück

Wandhalterung 1-fach


Verbrauchsartikel


Vakuumschläuche


  Art.-Nr. 077.0901 (1 m)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 1, 2, 5 und 25 m

  Art.-Nr. 077.0902 (2 m)
VPE 1 Stück


  Art.-Nr. 077.0905 (5 m)
VPE 1 Stück

  Art.-Nr. 077.0900 (25 m)
VPE 1 Stück

  Art.-Nr. 077.0912 (60 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch


- Mit 1 Steckkupplung
- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 60 oder 100 cm

  Art.-Nr. 077.0913 (100 cm)
VPE 1 Stück

  Art.-Nr. 077.0921 (30 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch


- Mit 2 Steckkupplungen
- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 30 oder 60 cm

  Art.-Nr. 077.0922 (60 cm)
VPE 1 Stück

  Art.-Nr. 077.0931 (25 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Mit 1 Steckkupplung und 1 Steckkupplung 90°
- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 25 oder 60 cm

  Art.-Nr. 077.0185 (60 cm)
VPE 1 Stück

  Art.-Nr. 077.0970
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch

- Charr. 30
- Größe: Ø 5 x 10 mm
- Länge: 25 m



Art.-Nr. 077.0095
VPE 1 Stück



Vakuumschlauch für Serienschaltung

- Y-Stück mit 25 cm Silikonschlauch

Patientenschläuche



Art.-Nr. 620.0015 (180 cm)
VPE 50 Stück

Patientenschlauch

- Steril verpackt
- Endstück Fingertip
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größe: Ø 8,3 x 5,9 mm (Charr. 25), Länge 180 cm



Art.-Nr. 620.0017 (210 cm)
VPE 50 Stück

Patientenschlauch, Endstück Medela Universaltrichter

- Steril verpackt
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größen: Ø 10 x 7 mm (Charr. 30), Länge 210 cm und 300 cm



Art.-Nr. 620.0018 (300 cm)
VPE 15 Stück



Art.-Nr. 620.0023
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 300 cm;
Charr. 25)
VPE 50 Stück

Patientenschlauch, Endstück Silikon

- Steril verpackt
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größen: Ø 8,3 x 5,9 mm (Charr. 25),
Länge 210 cm, 300 cm und Länge 400 cm,
und Ø 10 x 7 mm (Charr. 30), Länge 210 cm



Art.-Nr. 620.0024
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 400 cm;
Charr. 25)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0025
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 210 cm;
Charr. 25)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0026
(Ø 10 x 7 mm, 210 cm;
Charr. 30)
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 077.0160
VPE 1 Stück

Reihenanschluss Patient, einzeln

- Größen: Ø 8 x 12 mm, Länge 34 cm

Einweg-Filter



Art.-Nr. 077.0573
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Bakterienfilter

- Schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035265
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Virenfilter

- Schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Schützt Pumpe und Umgebung zusätzlich vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0571
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Überlaufschutz / Bakterienfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen, mit konischen Anschlüssen oder mit beiden Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0572
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 101035263
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Überlaufschutz / Virenfilter

- Verhindert ein Überlaufen und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Schützt Pumpe und Umgebung zusätzlich vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035264
(konische Anschlüsse)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0575
(Medela Anschlüsse)
VPE 10 Stück

Einweg-Bakterien- und Geruchsfilter

- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen

Ein- und Mehrweg-Verbindungen



Art.-Nr. 077.1017
VPE 10 Stück

Steckkupplung, beidseitig konisch

- Verbindet Schläuche miteinander
- Polypropylen



Art.-Nr. 077.1018
VPE 10 Stück

Steckkupplung

- Verbindet Schlauch mit Medela Anschlüssen (Deckel, Umschaltventil usw.)
- Polyoxymethylen mit 2 blauen Silikon-O-Ringen
- Ø 7 mm



Art.-Nr. 077.1019
VPE 10 Stück

Steckkupplung 90°

- Verbindet Schlauch mit Medela Anschlüssen (Deckel, Umschaltventil usw.)
- Polyoxymethylen mit 2 blauen Silikon-O-Ringen



Art.-Nr. 077.1020
VPE 10 Stück

Y-Stück, dreifach konisch

- Zum Anschließen von 2 Schläuchen an dieselbe Vakuumquelle
- Polypropylen



Art.-Nr. 077.0098
VPE 10 Stück

Y-Stück

- Ø 7 mm



Art.-Nr. 077.0161
VPE 10 Stück

Steckkupplung

- Klein Ø 5 mm

Vakuumentbindung

Basic



Art.-Nr. 071.0000
(tragbar)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001
(Rack)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001 +
Art.-Nr. 071.0034
(fahrbar)

Basic

- Max. Vakuum -90 kPa (-675 mmHg)
- Saugleistung 30 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Ein-/Aus-Taste
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Inklusive komplettem Sicherheitsset für Überlaufschutz
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Art.-Nr. 077.0723)
- 1 Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre

Versionen:

Basic tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

Basic Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

Basic fahrbar

Basic Rack + Rollgestell

Verwenden Sie dazu die Medela Saugglocken (Seite 26), Auffangsysteme (Seite 19ff), Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034
VPE 1 Stück

Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter
- Garantie: 1 Jahr

Vakuumentbindung Zubehör



Art.-Nr. 077.0731
VPE 1 Stück

Fuß-Vakuumregler

- Zur Regulierung des Vakuums von Basic
- Kann an Medela Standardbehälter angeschlossen werden
- Mit Haken und Schienenklemme zur einfachen Befestigung an Normschiene bei Nichtgebrauch



Art.-Nr. 017.0015
(Befestigung an Normschiene)
VPE 1 Stück

Apgar Timer

- Für den zuverlässigen Hinweis zur Durchführung von Apgar-Tests
- Batteriebetrieben
- Akustisches Signal nach 1, 5 und 10 Minuten
- Zur Befestigung an Normschiene

Mehrweg-Saugglocken



Art.-Nr. 077.0029 (Ø 40 mm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0030 (Ø 50 mm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0031 (Ø 60 mm)
VPE 1 Stück

Saugglocke Malmström

- Autoklavierbarer Edelstahl
- Mit Bodenplatte, Kette, Handgriff und Schlauch
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm



Art.-Nr. 077.1041 (Ø 40 mm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.1042 (Ø 50 mm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.1043 (Ø 60 mm)
VPE 1 Stück

Saugglocke Bird

- Mit Saugelinage
- Kette (ohne Griff), Länge 11 cm
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm



Art.-Nr. 077.0063
VPE 1 Stück

Saugglocke Bird Posterior

- Mit Saugelinage
- Kette (ohne Griff), Länge 11 cm
- Größe: Ø 50 mm



Art.-Nr. 077.0761
(Ø 50 mm) blau
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0762
(Ø 60 mm) gelb
VPE 1 Stück

Silc Cup Saugglocke

- Mit Silikonschlauch, 150 cm und 1 Steckkupplung
- Größen: Ø 50 und 60 mm



Art.-Nr. 077.0078
VPE 1 Stück

Silc Cup Saugglocke, komplett

- Mit Ventil und 150 cm Silikonschlauch
- Größe: Ø 60 mm



Art.-Nr. 077.0080
VPE 1 Stück

CaesAid-Saugglocke

- Autoklavierbares Silikon
- Mit profilierter Manschette und 200 cm Silikonschlauch
- Größe: Ø 60 mm

Einweg-Saugglocken



Art.-Nr. 077.0791
VPE 5 Stück

Silc Cup Einweg-Saugglocke

- Steril mit 150 cm-Schlauch
- Größe: Ø 60 mm



Art.-Nr. 077.0792
VPE 10 Stück

Einweg-Saugglocke Bird Cup

- Polycarbonat-Version der Mehrweg-Saugglocke Bird Cup
- Steril mit 150 cm-Schlauch
- Größe: Ø 50 mm

Saugglocken Zubehör

ohne Bild



Art.-Nr. 077.0055 (120 cm)
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch für Malmström
- Längen: 32 cm und 120 cm



Art.-Nr. 077.0053 (32 cm)
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0062
VPE 5 Stück

Sicherungsring für Bird



Art.-Nr. 077.1044
VPE 1 Stück

Handgriff mit Haken für Bird



Art.-Nr. 077.1045 (Ø 40 mm)
VPE 10 Stück

Saugeinlagen für Bird

Art.-Nr. 077.1046 (Ø 50 mm)
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 077.1047 (Ø 60 mm)
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0056
VPE 1 Stück

Vakuumschlauch für Bird und Silc Cup

- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Länge: 150 cm



Art.-Nr. 077.0170
VPE 15 Stück

Einwegschlauch für Bird und Silc Cup

- Größe: Ø 7 x 10 mm
- Länge: 150 cm

ohne Bild



Art.-Nr. 077.0052
VPE 1 Stück

Silikonschlauch für Vakuumentbindung

- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Länge: 25 m
- Transparent
- Zum selbst konfektionieren

Für weitere Informationen kontaktieren Sie
uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.



 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching

Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59-99
info@medela.de
www.medela.de

 0123

© Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG/620.6337/12.22/L