

Vario 18 Tragbare Absaugpumpe

LEISE UND ZUVERLÄSSIG



Leise

- Leiser und diskreter Betrieb
- 51,8 dB(A) bei maximalem Flow

Tragbar

- Mit oder ohne Akku
- Getestete Kompatibilität mit bestehenden Auffangsystemen von Medela

Leistungsstark

- Präzise variable Vakuumstufen für vielfältige Einsatzgebiete
- Leistungsstarke QuatroFlex Antriebseinheit mit geringer Vibration für durchgängige Leistung
- Schneller Aufbau und intuitive Anwendung

Unverzichtbar im Krankenhaus – leise, tragbar und sicher

Durch den niedrigen Geräuschpegel dieser Absaugpumpe kann sich das Personal beim Absaugen auf die vorliegende Aufgabe konzentrieren. Stressige Situationen erfordern einfachen Aufbau und Anwendung – die Vario 18 Pumpe erfüllt beide Voraussetzungen. Dank variabler Vakuumwerte ist die Vario 18 unverzichtbar in Krankenhäusern – passen Sie das Vakuum einfach durch Drücken und Drehen des Reglers an. Die Einstellungen sind nicht nur präzise, die Sicherheits-Druckknöpfe verhindern zudem ein versehentliches Verstellen. Die Akkuversionen können für mehr Mobilität, Patiententransport oder in Bereichen ohne Steckdosen verwendet werden. Krankenhäuser, die bereits ein Auffangsystem von Medela verwenden, müssen kein neues Set erwerben – die Vario 18 kann entweder mit einem Mehrweg- oder Einweg-Auffangsystem ausgestattet werden.



Kann für individuelle Anwendungen ausgerüstet werden



Optimale Hygiene für zahlreiche Anwendungen



Präzise Vakuumeinstellungen mit Verstelleicherung

Wichtige Merkmale auf einen Blick



Einfache Anwendung

- Die Vario 18 kann entweder mit einem Mehrweg- oder einem Einweg-Auffangsystem von Medela verwendet werden. Kein Kauf von speziellen Auffangsystemen für die Pumpe nötig.
- Eine Reihe von Zubehör lässt sich unkompliziert und intuitiv anschließen.



Robust und sicher

- Die Kombination aus Sicherheitsfunktionen, Anwenderfreundlichkeit und funktionaler Vielseitigkeit macht die Vario 18 zu einer unverzichtbaren tragbaren Absaugpumpe in Krankenhäusern.
- Durch das kompakte, einfach tragbare Design und Akkuoptionen ist die Vario 18 äußerst mobil und vielseitig.
- Das robuste Gehäuse und die Komponenten machen die Pumpe ideal für die Anwendung auf Notfallwägen.



Leiser Betrieb mit niedriger Vibration

- Die QuatroFlex Betriebseinheit mit Kolben/Zylinder bietet starke Leistung und Langlebigkeit.
- Die Vario 18 läuft leise, wodurch eine diskrete Absaugung der Atemwege möglich ist.

Technische Daten



Hochvakuum
–75 kPa / –563 mmHg



AC 3,5 kg
AC/DC 4,2 kg

2 Jahre Garantie



niedriger Durchfluss
18 l/min



H x B x T
380 x 170 x 285 mm



IP21

Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Germany & Austria
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort

CE 0123